



Epivit Flex 500

Orpedo

Orthopedics Company KG
Lietzenburger Str. 75
D-10719 Berlin

Telefon: +49 (30) 88 71 202-00
Telefax: +49 (30) 88 71 202-11

Web: www.orpedo.com
Mail : info@orpedo.com



Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

Material- und Farbänderungen vorbehalten

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Stand: 05/2015

Produktbeschreibung

Die Epivit Flex 500 ist eine Epicondylitis-Orthese, die durch eine individuell anzupassende Pelotte universell eingesetzt werden kann. Der stufenlos verstellbare Klettverschluss bewirkt eine Kompression an der Unterarmmuskulatur mit Verminderung der Zugspannung am Sehnenansatz. Die Orthese besteht aus hautfreundlichem Material und bietet damit einen hohen Tragekomfort.

Indikation

- Epicondylitis humeri ulnaris
- Epicondylitis humeri radialis

Kontraindikation

- Hautverletzungen
- Offene Wunden
- Schwellungen
- Allergien
- Nervenirritationen

Gebrauchsanweisung

Die Epicondylitis-Orthese wird mit der für rechten oder linken Unterarm angepassten Pelotte unterhalb des Ellenbogengelenks angelegt und mit Hilfe des Klettverschlusses befestigt. Eine Nachkorrektur kann notwendig sein. Die Orthese ist dem Zweck entsprechend anzuwenden.

Hinweis

Um den korrekten Sitz der Epivit Flex 500 zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Apotheker oder die Orthopädiefachkraft erfolgen. Sollte im Arm ein Kälte- bzw. Taubheitsgefühl entstehen, ist die Orthese sofort zu lockern oder abzulegen. Sitz und Festigkeit sind zu prüfen. Das Tragen der Orthese während des Schlafens erfolgt nur nach Rücksprache mit dem Arzt, Apotheker oder der Orthopädiefachkraft. Bei schweren Verletzungen, offene Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder der Apotheker zu konsultieren.

Materialzusammensetzung

100% Polyamid

Pflegeanleitung

Die Bandage vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Um eine lange Lebensdauer des Klettverschlusses zu gewährleisten, diesen bitte vor dem Waschen schließen. Die herausnehmbare Pelotte kann separat mit einer milden Seifenlauge gereinigt werden. Die Pelotte gut ausspülen. Erhitzen durch direkte Sonneneinstrahlung, Heizkörper, Bügeleisen o.ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

Größe

universal

Farbe

dunkelgrau

INSTRUCTION FOR USE

Status: 05/2015

Product description

The elbow bandage Epivit Flex 500 is an epicondylitis-orthesis, which is universally usable due to the individual adaptable truss pad. The smooth adjustable velcro causes a compression on the forearm musculature with reduction of the tension in the enthesis. The orthesis is made by skin friendly material so it offers a high wearing comfort.

Indications

- epicondylitis humeri ulnaris
- epicondylitis humeri radialis

Contraindications

- skin injury
- open wounds
- swellings
- allergies
- nerve irritations

Instructions

apply the epicondylitis orthesis by attaching the velcro to the truss pad for the left or right forearm.

A correction afterwards can be necessary. The orthesis is recommended for its purpose.

Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: severe injuries, open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the Epivit Flex 500. In case of numbness or coldness loosen the support or take it off at once. Ask your physician or orthopaedic specialist to check if you can wear the orthesis while sleeping.

Material composition

100% polyamide

Washing instruction

The bandage may be handwashed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). To guarantee a long durability of the velcro, please close it before washing. The removable truss pad can also be washed in a mild detergent. Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

Size

universal

Color

dark grey