



Orpedo GmbH
Stieffring 2
Berlin D-13627

www.orpedo.com
+49 30 88 71 20 200
info@orpedo.com



GENUVIT COMFORT 310



Hersteller
Manufacturer



Gebrauchsanweisung beachten
Consult instructions for use



Vorsicht
Caution



Mehrfachverwendung bei einem Patienten
Single patient multiple use



Vor direkter Hitze schützen
Keep away from heat



30°C milde Feinwäsche
30°C mild fine wash



Nicht Bügeln
Do not iron



Nicht im Wäschetrockner trocknen
Do not dry-tumble



Nicht bleichen
Do not bleach



Eindeutige Gerätekenung
Unique device identifier



Medizinprodukt
Medical device



CE Kennzeichnung
CE - marking



Bestellnummer
Catalogue number



Chargencode
Batch code

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Hilfsmittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder an ein Sanitätshaus.

Im Falle eines schwerwiegenden Zwischenfalls im Zusammenhang mit dem Hilfsmittel melden Sie diesen bitte dem Hersteller. Wenn das Hilfsmittel Anzeichen von Beschädigungen aufweist, stellen Sie die Verwendung sofort ein und entsorgen Sie es.

Please read this general information carefully. It contains important details regarding the use of this medical device. For questions, please contact your doctor or medical supply store.

In case any serious incident related with the device occurs, report it to the manufacturer. If the device shows signs of damage, stop using it immediately and dispose of it.

INSTRUCTIONS FOR USE (EN)

GENUVIT COMFORT 310 - Motion restriction

PRODUCT DESCRIPTION

The device has been designed to restrict the motion of the knee. It is intended to protect the knee, ease pain and support the knee during recovery. The device limits bending and stretching of the knee with a controlled hinging mechanism. The simple mechanism does not require the use of tools. The struts can be adjusted in height to fit neatly. Velcro straps secure the device in position and prevent slippage.

Primary materials: cotton, polyamide, foam. Struts: aluminum

The device is designed for use on the left and right knee. This device is intended for single patient multiple use.

INDICATIONS

- post-operative conditions requiring motion restriction
- post-traumatic conditions requiring motion restriction (e.g. (collateral and cruciate) ligamentous injuries, nerve lesions, sprains, patellar fracture)
- overuse or repetitive strain conditions
- degenerative or inflammatory conditions (e.g. osteoarthritis)
- support during functional rehabilitation or physical activity (e.g. knee instability)

CONTRA-INDICATIONS

- Material hypersensitivity
- Open wounds at the affected knee

APPLICATION

1. Set the angle of the hinge
 - Push the small button on the disc.
 - Rotate the setting knob to the required setting.
 - Repeat on the other side.
2. Put on the brace
 - Loosen all Velcro straps.
 - Put the brace on, while sitting on the edge of a chair.
 - Close the strap above the bulge of the calf.
 - Make sure that the hinges are on the sides at the lower end of your knee cap.
3. Fasten the lower part
 - Push the red button on the strut of the lower part.
 - Slide until the Velcro strap is under the calf muscle.
 - Close the Velcro strap under the calf muscle.
4. Fasten the upper part
 - Close the lower Velcro strap on the thigh first.
 - Push the red button on the strut of the upper part.
 - Slide until the Velcro strap is halfway the thigh.
 - Close the Velcro strap on the thigh.
5. Optional: Add additional pads
 - To improve comfort insert the provided pads where needed.

WARNINGS

- Contact your doctor or your medical supply store if complications arise.
- The first application and adjustment should be done by your doctor or your medical supply store.
- To maintain product safety and effectiveness, follow the device care instructions. Failure to comply may impair the functionality of the orthosis and result in potential health risks. Do not use cleaning methods other than those specified.

CARE

- Clean with a mild detergent at a maximum temperature of 30°C.
- Remove the frame and secure all fasteners before washing.
- Dry with a towel and do not dry in direct heat (e.g., sunlight, radiator, etc.).
- Do not iron or dry clean.
- Do not bleach or use washing sodas.

GEBRAUCHSINFORMATIONEN (DE)

GENUVIT COMFORT 310 – Bewegungseinschränkung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Hilfsmittel wurde entwickelt, um die Bewegung des Knies einzuschränken. Es soll das Knie schützen, Schmerzen lindern und das Knie während der Genesung stützen. Das Hilfsmittel begrenzt das Beugen und Strecken des Knies durch einen kontrollierten Scharniermechanismus. Die einfache Einstellfunktion benötigt kein Werkzeug. Die Streben sind verstellbar, um eine optimale Passform zu gewährleisten. Klettverschlüsse sichern das Produkt in seiner Position und verhindern ein Verrutschen. Hauptmaterialien: Baumwolle, Polyamid, Schaumstoff. Streben: Aluminium.

Das Hilfsmittel ist für den Gebrauch sowohl am rechten als auch am linken Knie konzipiert. Dieses Hilfsmittel ist für die mehrfache Verwendung durch einen einzelnen Patienten vorgesehen.

INDIKATIONEN

- postoperative Zustände, die eine Bewegungseinschränkung erfordern
- posttraumatische Beschwerden, die eine Bewegungseinschränkung erfordern (z.B. (Seiten- und Kreuz-) Bänderverletzungen, Nervenläsionen, Verstauchungen, Patellafraktur)
- Überbeanspruchung oder repetitive Belastungszustände (z.B. Gonarthrose)
- degenerative oder entzündliche Zustände
- Unterstützung während der funktionellen Rehabilitation oder körperlicher Aktivität (z.B. Knieinstabilität)

KONTRAINDIKATIONEN

- Überempfindlichkeit gegenüber dem Material
- Offene Wunden am betroffenen Knie

ANWENDUNG

1. Stellen Sie den Winkel des Gelenks ein.
 - Drücken Sie den kleinen Knopf auf der Scheibe.
 - Drehen Sie den Einstellknopf auf die gewünschte Einstellung.
 - Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.
2. Legen Sie die Orthese an.
 - Lösen Sie alle Klettverschlüsse.
 - Setzen Sie sich am Besten auf die Kante eines Stuhls und legen Sie die Orthese an.
 - Schließen Sie den Klettverschluss oberhalb der Wadenwölbung.
 - Achten Sie darauf, dass sich die Gelenke an den Seiten ihres Beins auf der Höhe des unteren Endes Ihrer Kniescheibe befinden.
3. Befestigen Sie den unteren Teil.
 - Drücken Sie den roten Knopf an der Strebe des unteren Teils.
 - Schieben Sie die Strebe, bis sich der Klettverschluss unter dem Wadenmuskel befindet.
 - Schließen Sie den Klettverschluss unter dem Wadenmuskel.
4. Befestigen Sie den oberen Teil.
 - Schließen Sie zuerst den unteren Klettverschluss am Oberschenkel.
 - Drücken Sie den roten Knopf an der Strebe des oberen Teils.
 - Schieben Sie ihn, bis sich der Klettverschluss in der Mitte des Oberschenkels befindet.
 - Schließen Sie den Klettverschluss am Oberschenkel.
5. Optional: Zusätzliche Polster hinzufügen
 - Um den Komfort zu verbessern, legen Sie die mitgelieferten Polster an den gewünschten Stellen ein.

WARNUNGEN

- Bei Komplikationen wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder an ein Sanitätshaus.
- Die erste Anwendung und Anpassung sollte durch Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder ein Sanitätshaus erfolgen.
- Befolgen Sie stets die Pflegehinweise, um die Sicherheit und Wirksamkeit des Hilfsmittels zu gewährleisten. Die Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Hilfsmittels beeinträchtigen und zu potenziellen Gesundheitsrisiken führen. Verwenden Sie keine anderen als die angegebenen Reinigungsmethoden.

PFLERGE

- Mit einem milden Waschmittel bei einer Höchsttemperatur von 30 °C reinigen.
- Vor dem Waschen das Polster entfernen und alle Verschlüsse sichern.
- Mit einem Handtuch trocknen und nicht unter direkter Hitze (z. B. Sonnenlicht, Heizkörper usw.) trocknen.
- Nicht bügeln oder chemisch reinigen.
- Nicht bleichen oder Waschsoda verwenden.