

PRODUKTKATALOG



Über uns

Orpedo mit Sitz in Berlin wurde 2001 gegründet. Unser Ziel ist es, für jeden Menschen die bestmögliche Versorgung mit orthopädischen Hilfsmitteln sicherzustellen, egal ob in einer Genesungsphase, mit einem Handicap oder einfach zur Steigerung der Lebensqualität.

Wir entwickeln und optimieren gemeinsam mit Orthopäd*Innen, Ärzt*Innen, Therapeut*Innen und Designer*Innen Produkte, die die ganze Bandbreite an modernen orthopädischen Hilfsmitteln abdecken. Dazu gehören Orthesen, Bandagen, Einlagen, Fußbedarf und moderne Kompressionsbekleidung.

Die Qualität der Produkte ist dabei unser Maßstab. Dazu gehört auch die regelmäßige und bedarfsgerechte Überprüfung in Bezug auf Handhabung, Funktionalität, Ergonomie, Verarbeitungsqualität und Design. Ganz im Sinne und dem Feedback der Patient*Innen, modifiziert unser Team immer wieder die einzelnen Produkte und entwickelt Neuheiten.

Alle Produkte von Orpedo werden ausschließlich in Europa gefertigt. Die verwendeten Materialien sind qualitativ hochwertig, nach gesetzlichen Vorgaben zertifiziert und besonders hautfreundlich.



CE
Gleichbleibende Qualität in der Serienfertigung nach EWG Richtlinien 93/42 + MPG



MIKROKLIMA
Orpedo Produkte sind auf das Mikroklima zwischen Haut und Hilfsmittel geprüft



**HAUTVERTRÄGLICHKEIT
ZYTOTOXIZITÄTSPRÜFUNG**
Die bei Orpedo verwendeten Materialien sind auf ihre Hautverträglichkeit hin geprüft



BIOMECHANISCHE STUDIEN
impact-Messung:
- Untersuchung der Dämpfungswirkung
- Ermittlung von Druck- und Stoßbelastungskennwerten



TÜV
Qualitätsmanagement nach ISO 9001, regelmäßige Kontrollen der Produktionsstätte

Die hohe Qualität unserer Produkte wird durch vielfältige Zertifizierungsmaßnahmen gewährleistet und trägt entscheidend zum schnellen und vollständigen Heilungsprozess bei.

Beachten Sie bitte, dass die Produkt-Abbildungen vom Original abweichen können.

INHALTSVERZEICHNIS

Kopf und Hals

6

Cerviplus 100.....	7
Cerviplus 110 (Philadelphia).....	7
Cerviplus 111 (Trachea).....	8
Cervipol Soft 500.....	8

Schulter und Arm

9

Humerovit 350.....	10
Humerovit 370.....	10
Humerovit Air 360.....	11
Clavivit 380.....	12
Humerovit Comp 375.....	13
Epivit Flex 500.....	13
Epivit Comp 620.....	14

Hand

15

Manuvit 430b.....	16
Manuvit 430 duo.....	17
Manuvit Pollicivit 435.....	17
Pollicivit Dynamic 440.....	18
Manuvit 700 Therapieball.....	18
Manuvit Comp 630.....	19
Fingerschiene nach Stack.....	19
Digivit Flex 328.....	20
Digivit PIP.....	20





Wirbelsäule 21

Lumbovit 200	22
Lumbovit 300 b.....	23
Lumbovit Dorsal 400	24
Lumbovit Comp 640	25
Lumbovit Stabil 350	26
Lumbovit Multi Flex 500	27
Lumbovit Therm 100	28
Lumbovit Therm 101 Angora	28
Thorax Abdominvit 680 mit Aloe Vera	29
ParadiSol 800	29
Thorax 900 (Herren)	30
Thorax 910 (Damen).....	30

Bein und Knie 31

Genuvit Fix 300	32
Genuvit Comfort 310.....	33
Genuvit Pro 311.....	34
Genuvit Stabil 320	35
Patella 630	35
Genuvit Comp 650	36
Genuvit-Therm 500.....	37
Genuvit-Therm 501 Angora	37
Femuvit 380	38
Femuvit Comp 551	38
Fibuvit 390	39
Fibuvit Comp 550	39

Knöchel und Fuß 40

Air-Support 600	41
Malleo-Support Gel 610	41
Malleo-Support Pad 620	42
Pedivit 615	42
Air Walker Pedivit 605	43
Air Walker Pedivit 606	43
Malleovit Comp 660	44
Achillovit Comp 670	45
Calcavit 741	46
Hallux Valgus Night	46
Footprint Comfort Vital Strumpf	47
Footprint Sport	47



Fußbedarf

48

Calcavit 720 Fersenkissen	49
Calcavit 730 Fersensporn	49
Calcavit 740 Längenausgleich	49
Calcavit 750 Weichpolstereinlage	50
Calcavit 751 Weichpolstereinlage mit PS	50
Pedivit 760 Zehenseparator	51
Pedivit 761 Silikonring	51
Pedivit 762 Silikonkappe	52
Pedivit 763 Zehenpolster	52
Pedivit 764 Vorfußeinlage	53
Pedivit 765 Ballenschutz	53
Pedivit 766 Mittelfußkissen mit Ring	54
Pedivit 767 Mittelfußkissen mit Seperator	54
Pedivit 768 Mittelfußkissen für Flip-Flops	55
Pedivit 769 Hallux Valgus	55





Kompressionsbekleidung 56/57

Lipovit Face 112	58
Lipovit Face Bandage 120	58
Lipovit Bolero Corset 230	59
Lipovit Shirred Bra 231	59
Lipovit Bra 232	60
Lipovit Breast Bandage 233	60
Lipovit Sleeve 234	61
Lipovit Jacket Corset 235	61
Lipovit Body Corset 460	62
Lipovit Body Corset 461	62
Lipovit Body Corset 463	63
Lipovit Body Corset 465	63
Lipovit Body Corset 466	64
Lipovit Panty Corset 470	64
Lipovit Panty Corset 471	65
Lipovit Vest Corset 474	65
Lipovit Capri Corset 472	66
Lipovit Short Corset 473	67
Lipovit Short Corset 475	68
Lipovit Woman Suit 462	69
Lipovit Body Corset Capri 464	69
Lipovit Leggings 540	70
Lipovit Capri Leggings 541	71
Lipovit Short Leggings 542	72
Lipovit Capri Comfort 543	73
Lipovit Leggings Comfort 544	73
Lipovit Capri Lateral 545	74
Lipovit Short Lateral 546	75

Wundstulpe Silver 400	76
-----------------------------	----



KOPF UND HALS

Cerviplus 100



23.12.03.0025

Cerviplus 110



23.12.03.2003

Cerviplus 111



23.12.03.2004

Cervipol Soft 500



23.12.03.1015

Indikationen

Katalogseite	7
Frakturen der HWS	●
Posttraumatische Zustände	●
Akute Schmerzzustände	●
Postoperative Zustände der HWS	●
Radikulärsyndrom der HWS	●
Bei Notfalltransporten	○

7
●
●
○
●
○
●

8
●
●
○
●
○
●

8
○
●
●
●
●
○

CERVIPLAS 100

Die Cervicalstütze Cerviplas 100 dient zur Immobilisierung der HWS. Sie besteht aus dem besonders leichten, antibakteriellen, luftdurchlässigen und feuchtigkeitsabweisenden Material Plastazote. Die Luftzirkulation wird durch die jeweils zwei seitlichen Öffnungen unterstützt. Das Material ist flexibel und trotzdem formbeständig. Das garantiert eine optimale Anpassung an die Anatomie des Halses.

Die Cerviplas 100 wird nach dem Anlegen im Nacken mit einem Klettverschluss fixiert.

Indikationen

- Radikulärsyndrom der HWS
- Posttraumatische Zustände der HWS (z. B. Schleudertrauma, akute Distorsion etc.)
- Frakturen der HWS
- Postoperative Zustände der HWS
- Akute Torticollis (akuter Schiefhals)

Messpunkt	Größe	Halsumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	25 - 32 cm	108-103-1	Alt: 05.12.01.0062
	M	32 - 41 cm	108-103-2	Neu: 23.12.03.0025
	L	40 - 55 cm	108-103-3	



CERVIPLAS 110 (PHILADELPHIA)

Die Cervicalstütze Cerviplas 110 Philadelphia ist eine zweischalige Kunststoffmanschette und dient zur Immobilisation der HWS. Die Cerviplas besteht aus einem besonders leichten, antibakteriellen, und feuchtigkeitsabweisenden Material Plastazote.

Das Material ist flexibel und trotzdem formbeständig. Das garantiert eine optimale Anpassung an die Anatomie des Halses des Patienten. Zusätzlich unterstützt die anatomische Kinnauflage die Zentrierung des Kopfs, um die Funktion der HWS weitgehend einzuschränken.

Die Cerviplas 110 wird nach dem Anlegen der zwei Schalen mit zwei Klettverschlüssen seitlich fixiert.

Indikationen

- Frakturen der HWS
- Posttraumatische Zustände der HWS (z. B. Schleudertrauma, akute Distorsion etc.)
- Postoperative Zustände der HWS
- Bei Notfalltransporten

Messpunkt	Größe	Halsumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	25 - 32 cm	108-104-1	Alt: 05.12.01.1034
	M	32 - 41 cm	108-104-2	Neu: 23.12.03.2003
	L	40 - 55 cm	108-104-3	



CERVIPLAS 111 (TRACHEA)

Die zweischalige Cervicalstütze Orpedo Cerviplas 111 Trachea ist eine Kunststoffmanschette zur Immobilisierung der HWS. Sie besteht aus dem besonders leichten, antibakteriellen, und feuchtigkeitsabweisenden Material Plastazote.

Plastazote ist flexibel und trotzdem formbeständig. Das garantiert eine optimale Anpassung an die Anatomie des Patienten. Zusätzlich unterstützt die anatomische Kinnauflage die Zentrierung des Kopfes, um die Funktion der HWS weitgehend einzuschränken.

Im Bereich des Kehlkopfes befindet sich eine Öffnung von 50 mm Durchmesser z.B. für eine Trachealkanüle.

Die Cerviplas 111 wird nach dem Anlegen mit zwei Klettverschlüssen seitlich fixiert.



ANTI
BAKTERIELL

Indikationen

- Bei akuter Immobilisierung der HWS bei liegender Trachealkanüle
- Frakturen der HWS
- Posttraumatische Zustände der HWS (z. B. nach schwerem Schleudertrauma mit liegender Trachealkanüle, akute Distorsion etc.)
- Postoperative Zustände mit liegender Trachealkanüle
- Bei Notfalltransporten

Messpunkt	Größe	Halsumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	25 - 32 cm	108-105-1	Alt: 05.12.01.1036
	M	32 - 41 cm	108-105-2	Neu: 23.12.03.2004
	L	40 - 55 cm	108-105-3	

CERVIPOL SOFT 500

Die Orpedo Cervipol Soft 500 ist eine Cervicalstütze zur leichten Stabilisierung der HWS. Sie besteht im Kern aus zwei Komponenten - ein weicher, offenporiger und atmungsaktiver Schaumstoff umgibt eine flexible Verstärkung aus Polyethylen und ist mit einem sehr weichen und hautfreundlichen Bezug aus Bambusgarn bespannt. Die Materialzusammensetzung gewährleistet eine optimale Stabilisierung der Halswirbelsäule und limitiert das Bewegungsausmaß. Des Weiteren hat die Cervipol Soft 500 eine Kinn- und Kehlkopfaussparung, um sich noch besser an die Anatomie der Patienten anzupassen.

Die Handhabung ist besonders leicht. Die Cervicalstütze wird nach dem Anlegen mit einem Klettverschluss im Nacken fixiert.



BAMBUS

Indikationen

- Posttraumatische Zustände der HWS (z. B. Schleudertrauma, akute Distorsion etc.)
- Akute Schmerzzustände der HWS
- Postoperative Zustände der HWS
- Radikulärsyndrom der HWS

Messpunkt	Höhe (1)	Größe	Halsumfang (2)	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	7 cm	S	25 - 32 cm	108-102-7-1	Alt: 05.12.01.1034 Neu: 23.12.03.1015
		M	32 - 41 cm	108-102-7-2	
		L	40 - 55 cm	108-102-7-3	
	9 cm	S	25 - 32 cm	108-102-9-1	
		M	32 - 41 cm	108-102-9-2	
		L	40 - 55 cm	108-102-9-3	
	11 cm	S	25 - 32 cm	108-102-11-1	
		M	32 - 41 cm	108-102-11-2	
		L	40 - 55 cm	108-102-11-3	



SCHULTER UND ARM

Humerovit 350



Humerovit 370




Umerovit Air360



Clavivit 380



Humerovit Comp 375



Epivit Flex 500



Epivit Comp 620



Indikationen

23.09.01.0015

23.09.01.0075

23.09.04.0045

05.09.02.0029

05.09.01.0005

23.08.04.0036

05.08.01.1028

Katalogseite	10	10	11	12	13	13	14
Verletzung der Rotatorenmanschette	●	●	●	○	●	○	○
Immobilisierung des Acromioclaviculargelenk	●	●	●	●	○	○	○
Degenerative Veränderung	●	●	●	●	●	●	●
Humeruskopffraktur, Humerusfraktur	●	●	●	●	○	○	○
Kontusion und Muskelfaserriss im Oberarm	●	●	●	●	●	○	○
Postoperativ	●	●	●	●	●	●	●
Epicondylitis radialis / Tennisarm	○	○	○	○	○	●	●
Entzündungen	●	●	●	●	●	●	●
Epicondylitis ulnaris / Golferarm	○	○	○	○	○	●	●
Zur Prophylaxe bei sportlichen Aktivitäten	○	○	○	○	●	●	●

HUMEROVIT 350


Die Humerovit 350 ist eine Orthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks bzw. Schulterreckgelenks. Die Armlagerung ist durch Klettverschlüsse individuell einstellbar. Bei Verletzungen im kranialen Humerusbereich bzw. im Acromioclaviculargelenks bewirkt der horizontal, zirkulär gespannte Lagerungsgurt eine optimale Zentrierung des Humeruskopfes in der Gelenkpfanne. Die optimale Stabilisierung des gesamten Arms bietet ein breites Einsatzgebiet für die nachfolgenden Indikationen. Je nach Indikation sollte der zirkuläre Lagerungsgurt auf entsprechender Höhe um den Humerus laufen.

Indikationen

- Verletzung der Rotatorenmanschette
- Insuffizienz des Kapsel-/ Bandapparates
- Immobilisation des Acromioclaviculargelenk
- Postoperative Zustände (z.B. subcapitale Humerusfraktur)
- Posttraumatische Zustände (z.B. konservative, subcapitale Humerusfraktur und Läsionen)



KLETT
FÄHIG

Messpunkt	Größe	Unterbrustumumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	60 - 75 cm	218-350-1	Alt: 05.09.01.1055
	M	75 - 100 cm	218-350-2	Neu: 23.09.01.0015
	L	100 - 130 cm	218-350-3	

HUMEROVIT 370

Die Schulter-Arm-Orthese dient zur Entlastung von Schulter, Oberarm und Ellenbogen. Durch das hautfreundliche und klettfähige Material werden die optimale Armlagerung und ein angenehmes Tragegefühl gewährleistet. Die Anpassung der Orthese kann mittels Umlenkösen über den Schultergurt individuell eingestellt werden und ist somit universell für alle Körper- und Armlängen verwendbar.

Die Orthese ist für den rechten wie linken Arm einsetzbar. Für Kinder im Alter von ca. 4 - 9 Jahren bieten wir eine kleinere Version der Humerovit 370 an.

Indikationen

- Verletzung der Rotatorenmanschette
- Insuffizienz des Kapsel-/ Bandapparates
- Immobilisation des Schulter- und Ellenbogengelenks
- Postoperative Zustände (z.B. subcapitale Humerusfraktur, Olecranonfrakturen)
- Posttraumatische Zustände (z.B. konservative Fraktur und Läsionen im Schulter- und Ellenbogengelenk)

Messpunkt	Größe	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	universell	218-370	23.09.01.0075
	Kinder	218-371	



UMEROVIT AIR 360

Die Umerovit Air 360 ist eine Schulter-Arm-Orthese zur Immobilisation des Schulter- bzw. Schultergelenks. Bei Verletzungen im kranialen Humerusbereich bzw. im Acromioclaviculargelenk bewirkt das Abduktionskissen eine optimale Gelenkstellung. Im vorderen Bereich des Abduktionskissens ist eine Handlagerung befestigt, damit eine funktionelle Lagerung der Hand erfolgen kann. Die Armlagerung ist individuell einstellbar und beidseits tragbar.

Indikationen

- Verletzung der Rotatorenmanschette
- Läsionen des Kapsel-/ Bandapparates
- Immobilisierung des Acromioclaviculargelenk nach Trauma
- Postoperative Zustände im Schulter- und Klavikularbereich (z.B. subcapitale Humeruskopffraktur, Humerusfrakturen)
- Posttraumatische Zustände (z.B. konservative Frakturen im Schulter- und Schlüsselbeinbereich)

Messpunkt	Größe	Wirkungsgrad	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	1	15° - 45°	218-360-1	23.09.04.0045
	2	30° - 60°	218-360-2	



KLETT
FÄHIG

CLAVIVIT 380


Die Claviculabandage ist gut zur Ruhigstellung des Schultergelenks (Acromioclaviculargelenk), Reponierung der Schulter bzw. des Schlüsselbeins geeignet. Der Zug zur Zurückführung der Schulter ist individuell einstellbar. Bei Verletzungen im Acromioclaviculargelenk bzw. bei Claviculafrakturen bewirkt der Zug der Armschlaufen eine Reposition des Schlüsselbeins. Es wird eine effektive Ruhigstellung des Schultergürtels erreicht. Durch die individuell verschiebbaren Schulterachselpolster, den Zug zur anderen Seite und den breiten Brustgurt zur Druckverteilung wird eine optimale Lastenverteilung erzielt.


Indikation

- Verletzung der Rotatorenmanschette, Insuffizienz des Kapsel-/Bänderapparates nach Trauma
- Immobilisierung des Acromioclaviculargelenk nach Trauma
- Zur postoperativen oder konservativen Versorgung von Claviculafrakturen
- Zur posttraumatischen oder postoperativen Ruhigstellung
- Haltungsschäden
- Distorsion Luxation
- Traumatische Verletzungen (Läsionen)
- Degenerative Veränderungen



ZWEI
TEILIG



Messpunkt	Größe	Unterbrustumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	60 - 75 cm	208-380-1	05.09.02.0029
	M	75 - 100 cm	208-380-2	
	L	100 - 130 cm	208-380-3	

HUMEROVIT COMP 375



Die Schulterbandage Humerovit Comp 375 stützt und stabilisiert das Schultergelenk, die Sehnen und Muskeln werden entlastet. Die Kompression der Bandage und die Silikonpelotte unterstützen die natürlichen Bewegungsabläufe. Durch das Zusammenspiel des kompressiven Gestricks und der Pelotte wird der Schulterbereich massiert und die Durchblutung angeregt. Das obere Halteband bietet sicheren Halt, selbst bei sportlichen Aktivitäten. Das neuartige nahtlose 3D-Rundgestrick erhöht den Tragekomfort. Zusätzlich wurde das Gestrick der Humerovit Comp 375 mit Aloe Vera Duft-Mikrokapseln veredelt.

Indikationen

- Muskelrelaxation (Muskeler schlaffung)
- Myalgie (Muskelschmerzen)
- Kontusion und Muskelfaserrisse im Oberarmbereich
- Enthesopathie
- Schleimbeutelentzündung des Ellenbogens (Bursitis)
- Zur Prophylaxe bei sportlichen Aktivitäten



Messpunkte	Größe	Oberarmumfang	Artikel-Nr. Grau	Artikel-Nr. Beige	Hilfsmittel-Nr.
	S	23 - 27 cm	218-375-1	218-376-1	05.09.01.0005
	M	27 - 31 cm	218-375-2	218-376-2	
	L	31 - 34 cm	218-375-3	218-376-3	
	XL	34 - 37 cm	218-375-4	218-376-4	

EPIVIT FLEX 500

Die Epivit Flex 500 ist eine Epicondylitis-Spange, die durch eine individuell anzupassende Pelotte universell eingesetzt werden kann. Der stufenlos verstellbare Klettverschluss bewirkt eine Kompression an der Unterarmmuskulatur mit Verminderung der Zugspannung am Sehnenansatz. Die Orthese besteht aus hautfreundlichem Material und bietet damit einen hohen Tragekomfort.

Indikationen

- Epicondylitis humeri ulnaris. (sog. Tennisarm / Tennisellenbogen)
- Epicondylitis humeri radialis. (sog. Golferarm / Golferellenbogen)



Messpunkt	Größe	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	universal	228-500	23.08.04.0036



◀ Anpassbare Pelotte

EPIVIT COMP 620

Die Ellenbogenbandage Epivit Comp 620 stützt und stabilisiert das Ellenbogengelenk, die Sehnen und Muskeln werden entlastet. Die Kompression der Bandage und die Silikonpelotten auf der Radial- und Ulnarseite des Ellenbogengelenks unterstützen die natürlichen Bewegungsabläufe. Durch das Zusammenspiel des kompressiven Gestricks und der Pelotten werden die Weichteile des Ellenbogenbereichs massiert, die Durchblutung angeregt und der Lymphabfluss unterstützt. Das neuartige nahtlose 3D-Rundgestrick erhöht den Tragekomfort. Zusätzlich wurde das Gestrick der Epivit Comp 620 mit Aloe Vera Duft-Mikrokapseln veredelt.

Indikationen

- Enthesopathie / Epicondylopathie im Ellenbogen- und Unterarmbereich (Tennis- oder Golferarm)
- Nach Traumata
- Entzündung
- Prophylaxe bei sportlichen Aktivitäten
- Schleimbeutelentzündung des Ellenbogens (Bursitis)
- Postoperativ und zur Nachbehandlung schwerer Verletzungen
- Degenerative Veränderung des Ellenbogengelenks
- Arthrose/Arthritis
- Überlastungserscheinung



◀ Silikonpelotte



Messpunkte	Größe	Unterarmumfang	Artikel-Nr. Grau	Artikel-Nr. Beige	Hilfsmittel-Nr.
	S	19 - 23 cm	228 - 620 - 1	228 - 621 - 1	05.08.01.1028
	M	23 - 26 cm	228 - 620 - 2	228 - 621 - 2	
	L	26 - 29 cm	228 - 620 - 3	228 - 621 - 3	
	XL	29 - 32 cm	228 - 620 - 4	228 - 621 - 4	



HAND

Indikationen

Katalogseite

Karpaltunnelsyndrom

Postoperativ

Entzündungen

Degenerative Erkrankungen

Manuvit 430b



23.07.02.0009

16

●

●

●

●

Manuvit 430 duo



23.07.02.0009

17

●

●

●

●

Manu Pollicivit 435



23.07.02.2038

17

●

●

●

●

Pollicivit Dynamic 440



23.07.01.1043

18

●

●

●

●

Manuvit Comp 630



05.07.02.0136

19

●

●

●

●

Manuvit 700



Freiverkauf

18

○

○

○

●

●

●

○

●

Fingerschiene nach Stack



Freiverkauf

19

●

●

●

●

●

●

○

○

Digivit flex 328



Freiverkauf

20

●

○

●

●

●

●

●

○

Digivit PIP



23.07.03.0013

20

●

○

●

●

●

●

●

○

Indikationen

Katalogseite

Strecksehnenabriss

Nagelbettverletzungen

Extension des Fingermittelgelenks

Postoperativ

Entzündungen

Degenerative Erkrankungen

Lähmungserscheinungen

Stressbewältigung

MANUVIT 430 b

Die Manuvit 430 b gewährleistet eine optimale Lagerung des Handgelenks. Die Bewegungsfreiheit wird durch die einschiebbare und vorgerichtete Aluminiumschiene eingeschränkt, wodurch der Heilungsprozess bei Verletzungen und Entzündungen beschleunigt wird. Durch den Zuggurt mit elastischen Bändern lässt sich die Kompression **individuell einstellen**.

Das perforierte Material hält die Körperwärme, ist **wasserabweisend** und **atmungsaktiv**. Es ist besonders hautfreundlich und gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort.

Indikationen

- Karpaltunnelsyndrom
- Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung)
- Nach Gipsabnahme
- Degenerative Veränderungen (Arthrose)
- Entzündungen (Arthritis)
- Trauma (Kontusion / Distorsion / Luxation / Stauchung)
- Postoperativ
- Zustände nach Behandlung offener Wunden



ZUG
GURTE

Aluminiumschiene ►



Messpunkt	Größe	Gelenkumfang	Manuvit 430b links - Artikel-Nr.	Manuvit 430b rechts - Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	XS	12 - 14 cm	318-403b-L-0	318-403b-R-0	Alt: 05.07.02.0102 Neu: 23.07.02.0009
	S	14 - 16 cm	318-403b-L-1	318-403b-R-1	
	M	16 - 18 cm	318-403b-L-2	318-403b-R-2	
	L	18 - 20 cm	318-403b-L-3	318-403b-R-3	
	XL	20 - 22 cm	318-403b-L-4	318-403b-R-4	

MANUVIT 430 DUO

Die Manuvit 430 duo ermöglicht eine optimale Lagerung des Handgelenks. Die Bewegungsfreiheit wird durch die einschiebbare, vorgerichtete Aluminiumschiene eingeschränkt, wodurch der Heilungsprozess bei Verletzungen und Entzündungen unterstützt wird. Durch die Klettverschlüsse lässt sich die Kompression individuell einstellen. Das perforierte Material ist besonders hautfreundlich und gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort. Die Manuvit 430 duo lässt sich für die rechte und linke Hand gleichermaßen nutzen. Dafür kann man die beidseitig einschiebbare Aluminiumschiene ganz einfach austauschen. Das Material ist hautfreundlich und bietet einen angenehmen Tragekomfort.



Indikationen

- Karpaltunnelsyndrom
- Entzündungen (Arthritis)
- Degenerative Veränderungen (Arthrose)
- Traumata (Kontusion, Distorsion, Luxation)
- Postoperativ
- Konservativ
- Reizzustände
- Nach Gipsabnahme

Messpunkte	Größe	Gelenkumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	13 - 16 cm	318 - 430 - 1	23.07.02.0009
	M	16 - 19 cm	318 - 430 - 2	
	L	19 - 22 cm	318 - 430 - 3	

MANU POLLICIVIT 435

Die Manu Pollicivit 435 gibt dem Handgelenk und dem Daumengrund- und Daumensattelgelenk Unterstützung und entlastet bei Reizzuständen und Schmerzen. Die Orthese ermöglicht eine optimale Lagerung des Handgelenks. Bei Bedarf kann man durch das Einschieben einer zusätzlichen Schiene das Daumengelenk ruhigstellen. Die Manu Pollicivit 435 ist multifunktional, denn die Handgelenkorthese lässt sich für die rechte und linke Hand gleichermaßen nutzen. Dafür kann man die beidseitig einschiebbare Aluminiumschiene ganz einfach austauschen. Das Material ist hautfreundlich und bietet einen angenehmen Tragekomfort.



Indikationen

- Karpaltunnelsyndrom
- Entzündungen (Arthritis)
- Degenerative Veränderungen (Arthrose)
- Traumata (Kontusion, Distorsion, Luxation)
- Postoperativ
- Konservativ
- Reizzustände
- Nach Gipsabnahme

Messpunkte	Größe	Gelenkumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	13 - 16 cm	318 - 435 - 1	23.07.02.2038
	M	16 - 19 cm	318 - 435 - 2	
	L	19 - 22 cm	318 - 435 - 3	

POLLICIVIT DYNAMIC 440

Die Pollicivit Dynamic 440 ist eine stabilisierende Orthese speziell für das Daumensattel- und Daumengrundgelenk. Die Kunststoffverstärkung im Daumenbereich verhindert effektiv die Funktionsbewegungen der Gelenke. Der Daumen wird ideal in die Orthese eingebettet. Durch die Klettverschlüsse am Handgelenk und am Daumen kann der Sitz individuell angepasst werden und ist leicht einhändig anzulegen.

Die Orthese ist für die linke, sowie rechte Hand in verschiedenen Größen zu erwerben. Das Material ist hautfreundlich und bietet einen angenehmen Tragekomfort.



Indikationen

- Degenerative Veränderungen (Arthrose)
- Insertionstendopathien
- Posttraumatische Zustände (Kontusion, Distorsion, Luxation)
- Postoperative Zustände
- Nach Gipsabnahme

Messpunkt	Größe	Seite	Gelenkumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	M	rechts	14 - 19 cm	308-440-R-2	23.07.01.1043
	L	rechts	19 - 24 cm	308-440-R-3	
	M	links	14 - 19 cm	308-440-L-2	
	L	links	19 - 24 cm	308-440-L-3	

MANUVIT 700 THERAPIEBALL

Unser Manuvit 700 Therapieball ermöglicht vielseitige Einsatz- und Trainingsmöglichkeiten, zum Beispiel in der Ergo- und Physiotherapie, zur Prophylaxe und Rehabilitation. Er dient zur Übung der Fein- und Grobmotorik. Mit dem Manuvit Therapieball kann man die Greifkraft und die Beweglichkeit der Finger bzw. der gesamten Hand trainieren. Des Weiteren kann man den Handtrainer zur allgemeinen Stressreduktion einsetzen. Der Manuvit 700 ist in drei verschiedenen Härtegraden erhältlich.

Der Therapieball wurde aus reinem Silikon hergestellt und kann daher auch zur Kälte- oder Wärmetherapie im Handbereich genutzt werden. Wärmen Sie den Handtrainer in heißem Wasser auf oder kühlen Sie ihn bei Bedarf ganz einfach im Kühlschrank.



Indikation

- Karpaltunnelsyndrom
- Tendovaginitis
- Hemiplegie
- Allgemeine Lähmungserscheinungen
- Streßbewältigung
- Fingerkoordination
- Muskelaufbau
- Beweglichkeitssteigerung

Farbe	Härtegrad	Artikel-Nr.
Rot	Hart	308-405-1
Blau	Mittel	308-405-2
Grün	Weich	308-405-3

MANUVIT COMP 630

Die anatomisch geformte Handbandage Manuvit Comp 630 bietet eine **optimale Lagerung** des Handgelenks. Sie ist aus zweizugelastischem Material in Flachstricktechnik hergestellt. Das atmungsaktive Material ist **besonders hautfreundlich** und durch die guten Klimawerte entsteht ein angenehmer Tragekomfort. Die Bandage passt sich der Armbewegung an. Ein Einschnüren oder Verrutschen wird verhindert. Durch das Gurtband lässt sich die Kompression individuell einstellen.



NEU

Indikationen

- Karpaltunnelsyndrom
- Tendovaginitis
- Distorsionen
- Kontusionen
- Nach Gipsabnahme
- Degenerative Veränderung (Arthrose / Arthritis)
- Entzündungen
- Trauma
- postoperativ
- Luxation/ Läsion/ Stauchung

Messpunkte	Größe	Umfang	Artikel-Nr. links	Artikel-Nr. rechts	Hilfsmittel-Nr.
	S	13 - 15 cm	380 - 630-L- 1	380 - 630-R- 1	05.07.02.0136
	M	15 - 17 cm	380 - 630-L- 2	380 - 630-R- 2	
	L	17 - 19 cm	380 - 630-L- 3	380 - 630-R- 3	
	XL	19 - 22 cm	380 - 630-L- 4	380 - 630-R- 4	

FINGERSCHIENE NACH STACK

Die Fingerschiene nach Stack schützt den gesamten **distalen Fingerbereich** und dient zur Ruhigstellung des Fingerendgelenks. Der Behandlungserfolg ergibt sich aus dem konsequenten Tragen der Fingerschiene über den gesamten Behandlungszeitraum. Die Fingerschiene ist in den **Größen 1-7** erhältlich.

Indikationen

- Strecksehnenabriss
- Nagelbettverletzung
- Fingerspitzenverletzung

Messpunkt	Größe	Fingerumfang	Artikel-Nr.
	1	4,5 cm	327-100-1
	2	5,0 cm	327-100-2
	3	5,5 cm	327-100-3
	4	6,0 cm	327-100-4
	5	6,5 cm	327-100-5
	6	7,0 cm	327-100-6
	7	8,0 cm	327-100-7



DIGIVIT FLEX 328 FINGERORTHESE


Die Fingerschiene Digivit Flex 328 dient der Ruhigstellung des Fingermittelgelenks. Die Schiene wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und fügt sich durch ihr Design optimal an den zu versorgenden Finger an. Die flexible Weitenanpassung ermöglicht das Anlegen an jeden Finger und gewährleistet einen hohen Tragekomfort. Die Fingerschiene ist in drei Farben erhältlich.

Indikationen

- Immobilisation u. Extension des Fingermittelgelenks
- Luxation des Fingermittelgelenks



Anwendung



Messpunkte	Größe	Fingerlänge	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
	S	5 cm	328-100-R-1	328-100-B-1	328-100-G-1
	M	6 cm	328-100-R-2	328-100-B-2	328-100-G-2
	L	6,5 cm	328-100-R-3	328-100-B-3	328-100-G-3
	XL	8 cm	328-100-R-4	328-100-B-4	328-100-G-4

DIGIVIT PIP

Die Fingerschiene Digivit PIP dient der Extension des Fingermittelgelenks (PIP). Die Schiene wird aus Plastik hergestellt und fügt sich durch ihre Formgebung und dem 3-Punkt-Prinzip optimal an den zu versorgenden Finger an. Die Fingerschiene ist einem Farbton nachempfunden, der dem der Haut ähnelt und damit einen unauffälligen Tragekomfort gewährleistet.




**TRAGE
KOMFORT**

Indikationen

- Extension des Fingermittelgelenk

Messpunkte:

L = distale Handflächenfalte
bis distale Fingerfalte



Fingerbreite
am PIP-Gelenk



Messpunkt	Größe	Fingerumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	4,5 cm - 5,0 cm	327-200-1	23.07.03.0013
	M	5,0 cm - 6,0 cm	327-200-2	
	L	6,0 cm - 7,0 cm	327-200-3	



WIRBELSÄULE

Lumbovit 200



23.14.03.3031

Lumbovit 300b



23.14.04.0020

Lumbovit Dorsal 400



23.15.04.4025

Lumbovit Comp 640



23.14.03.2064

Lumbovit Stabil 350



23.14.02.1018

Lumbovit Multi Flex 500



23.14.02.1019

Indikationen:

Katalogseite

Lumbalsyndrom

Lumboischialgie

Frakturen

Facettensyndrom

Spondylolisthese

Spinalkanalstenose

Postoperativ

Degenerative Erkrankungen

22



23



24



25



26



27



Lumbovit Therm 100



Freiverkauf

Lumbovit Therm 101



Freiverkauf

Thorax Abdominivit 680




Freiverkauf

Parasidol 800



05.11.03.5006

Thorax 900 Herren



05.11.01.0046

Thorax 910 Damen



05.11.01.0045

Indikationen:

Katalogseite

Verspannungen

Rippenbruch

Entlastung Rücken, Abdomen, Blase

Narbenschutz

Entzündungen

Postoperativ

28



28



29



29



30



30



LUMBOVIT 200

Die Lumbovit 200 unterstützt durch ihren der Anatomie des Rückens angepassten Schnitt den **Lendenwirbelbereich**. Rechts und links der rückwärtigen Mitte sind **vier Kunststoffstützstäbe** (Größen S, M, L) bzw. **sechs Stützstäbe** (Größe XL, XXL) eingeschoben, die eine optimale Unterstützung bieten. Zusätzliche Gurte, die von hinten nach vorne unten gezogen werden, heben den Bauch.


Die dadurch erzielte Verlagerung des Schwerpunktes zur Körpermitte bewirkt eine erhebliche Entlastung der Wirbelsäule. Die Klettverschlüsse sorgen für eine **leichte Handhabung** und einen **perfekten Sitz** des Hilfsmittels.

Indikationen

- Verspannungen
- Fehlhaltungen
- Degenerative Veränderungen
(Spondylose, Ischialgie, Lumbalgie, Spondylolisthesis)
- Postoperativ
- Schmerzen und Entzündungen
- Chronische und akute Schmerzen der LWS



ÜBER-
GRÖSSEN
erhältlich



◀ Lumbalpelotte

Messpunkt	Größe	Taillenumfang	Artikel-Nr. Weiss	Artikel-Nr. Black	Hilfsmittel-Nr.
	S	60 - 75 cm	408-506-1	409-506-1	Alt: 05.14.01.1077 Neu: 23.14.03.3031
	M	75 - 90 cm	408-506-2	409-506-2	
	L	90 - 110 cm	408-506-3	409-506-3	
	XL	110 - 130 cm	408-506-4	409-506-4	
	XXL	130 - 170 cm	408-506-5	409-506-5	

LUMBOVIT 300 b

Die **Rückenorthese Lumbovit 300 b** aus hochwertigem **perforierten Neopren** entlastet den Lendenwirbelbereich und lindert bzw. beugt Beschwerden vor. Sie sorgt für angenehme therapeutische Wärme.

Die zusätzlichen Zuggurte mit elastischen Bändern erlauben eine individuell einstellbare Kompression und damit die variable Einstellung der Stabilisierung. Das perforierte Material hält die Körperwärme, ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Es ist besonders hautfreundlich und gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort.

Indikationen

- Schwere Lumbalgien
- Ischialgie
- Bandscheibenschäden
- Entlastung der Wirbelsäule
- Rheumatische Schmerzzustände
- Reizzustände des Iliosakralgelenks
- Spondylose
- Spinalkanalstenose

Stützstäbe ►



ZUG
GURTE

Messpunkt	Größe	Taillenumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	60 - 75 cm	418-512-1	23.14.04.0020
	M	75 - 90 cm	418-512-2	
	L	90 - 110 cm	418-512-3	
	XL	110 - 130 cm	418-512-4	

LUMBOVIT DORSAL 400

Die Rückenorthese Lumbovit Dorsal 400 entlastet den Brust- und Lendenwirbelbereich und lindert bzw. beugt Beschwerden in diesen Körperregionen vor. Die Rückenorthese verfügt über elastische Lamellen zur Stabilisierung und zwei Stahllamellen zur Stärkung des Brust- und Lendenwirbelbereichs. Die zwei inneren Stahllamellen können auf ärztlichen Rat und je nach Heilungsverlauf entfernt werden. Die Rückenorthese wird wie ein Rucksack angezogen. Die zusätzlichen Zuggurte mit elastischen Bändern erlauben eine individuell einstellbare Kompression und damit eine variable Einstellung der Stabilisierung. Das perforierte Neopren hält die Körperwärme, ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Es ist besonders hautfreundlich und gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort.



Indikationen

- Frakturen der BWS / LWS
- Lumbalgien
- Ischialgien
- Kyphose
- Osteoporose
- Dorsalgien
- Postoperativ
- Zur vorübergehenden Immobilisation



Aluminium-Schiene ▶



Messpunkt	Größe	Taillenumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	60 - 75 cm	411 - 400 - 1	23,15,04,4025
	M	75 - 90 cm	411 - 400 - 2	
	L	90 - 110 cm	411 - 400 - 3	
	XL	110 - 130 cm	411 - 400 - 4	
	XXL	130 - 150 cm	411 - 400 - 5	



RUCK
SACK
PRINZIP

ZUG
GURTE

LUMBOVIT COMP 640

Die Lumbovit Comp 640 ist eine elastische Lumbalorthese mit Stabilisierungselementen. Das Tragen der Lumbalorthese entlastet die LWS. Die Lumbalregion wird in der Bewegung durch die integrierbare und verstellbare (Kreuzbein-) Pelotte massiert. Das fördert die Durchblutung und hilft dabei die verspannte Muskulatur zu lockern. Die Lumbovit Comp 640 lässt sich durch die ergonomischen Griffschlaufen besonders leicht anlegen und mit dem Klettverschluss individuell einstellen. Im Alltag unterstützt Sie diese Orthese bei jeder Aktivität. Das Gestrück der Orthese ist hautfreundlich, atmungsaktiv und in 6 Größen erhältlich.

Indikationen

- Akute und chronische Schmerzzustände im Lendenwirbel- und Kreuzbeinbereich
- Degenerative Veränderungen
- Postoperative Zustände der Lendenwirbelsäule



Messpunkt	Größe	Taillenumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	80 - 90 cm	408-640-1	23.14.03.2064
	M	90 - 100 cm	408-640-2	
	L	100 - 110 cm	408-640-3	
	XL	110 - 120 cm	408-640-4	
	XXL	120 - 130 cm	408-640-5	
	XXXL	130 - 140 cm	408-640-6	

LUMBOVIT STABIL 350

Die Überbrückungsothese Lumbovit Stabil 350 wurde zur Ruhigstellung und Stabilisierung der LWS in einer entlordosierenden Position entwickelt. Es handelt sich bei der Lumbovit Stabil 350 um eine modulare Wirbelsäulenorthese, die eine therapeutisch korrekte Abschlulung mit einem variablen Auf und Abbausystem unterstützt. Die Überbrückungsothese lässt sich je nach Genesungsfortschritt immer weiter zurückrüsten und gewährleistet somit eine funktionelle Mobilisierung der LWS. Sie benötigen bei fortschreitender Genesung keine zusätzliche Lumbalbandage, sondern können die Grundbandage der Lumbovit Stabil 350 anfänglich mit Stabilisierungsstäben und später völlig ohne Stäbe als Bandage nutzen.

Indikationen

- Schweres Lumbalsyndrom (radikulär und pseudoradikulär)
- Schwere Lumboischialgie
- Mit Ausfällen bei erheblicher Bandscheibenprotrusion / Prolaps
- Spinalkanalstenose mit kurzer Gehstrecke
- Spinalkanaldekompensation
- Spondylolisthese Grad II - Spaltbildung in den Wirbelgelenken
- Schweres Facettensyndrom
- Frakturen an der Lendenwirbelsäule
- Postoperativ, z.B. nach Bandscheibenoperation einetägig



Messpunkt	Größe	Taillenumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	60 - 70 cm	428 - 350 - 1	23.14.02.1018
	M	70 - 80 cm	428 - 350 - 2	
	L	80 - 90 cm	428 - 350 - 3	
	XL	90 - 105 cm	428 - 350 - 4	
	XXL	105 - 120 cm	428 - 350 - 5	
	XXXL	120 - 135 cm	428 - 350 - 6	

LUMBOVIT MULTI FLEX 500

Die Lumbovit Multi Flex 500 wurde zur Ruhigstellung und Stabilisierung der LWS in einer entlordosierenden Position entwickelt. Es handelt sich bei der Lumbovit Multi Flex 500 um eine modulare Wirbelsäulenthese, die eine therapeutisch korrekte Abschulung erlaubt. Diese Überbrückungsorthese lässt sich je nach Genesungsfortschritt in 3 Stufen zurückrüsten. Es entfällt die Verwendung einer zusätzlichen Lumbalbandage. Die Überbrückungsorthese besteht insgesamt aus 3 Teilen: einer verstellbaren Lumbalbandage, einer Ventral- und einer Dorsal-Pelotte, deren Polster aus einem neuartigen Memory-Schaum besteht, der einen Bezug aus Coolmax® hat. Durch die Zugbänder lässt sich der Druck sehr gut dosierbar einstellen.


Indikationen

- Mittelschweres Lumbalsyndrom
- Lumboischialgie
- Mit Ausfällen bei Bandscheibenprotrusion / Prolaps
- Spinalkanalstenose
- Spinalkanaldekompensation
- Spondylolisthese
- Facettensyndrom
- Frakturen an der LWS
- Postoperativ



NEU


**ÜBER
GRÖSSEN
erhältlich**



Messpunkte	Größe	Taillenumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr
	1	65 - 125 cm	428-500-1	23.14.02.1019
	2	125 - 150 cm	428-500-2	



S	M	L	XL
65-75 (cm)	75-90 (cm)	90-105 (cm)	105-125 (cm)



LUMBOVIT THERM 100

Der Nierenwärmer Lumbovit Therm 100 kann bequem unter der normalen Kleidung getragen werden und hält besonders in der kalten Jahreszeit warm. Er hat eine angenehm wärmende Wirkung, schützt gegen Kälte und Zugluft. Außerdem kann der Lumbovit Therm 100 zur Schmerzlinderung des unteren Rückens und des Abdominalbereiches verwendet werden.

Das besonders weiche, elastische und hautfreundliche Material und seine gute Atmungsaktivität gewährleisten einen hohen Tragekomfort.

Indikationen

- Rheumatische Beschwerden
- Ischialgie
- Schmerzlinderung für den unteren Rücken
- Schutz vor Zugluft und Kälte

Messpunkt	Größe	Taillen- umfang	Artikel-Nr.
	S	60 - 70 cm	408-503-1
	M	70 - 85 cm	408-503-2
	L	85 - 100 cm	408-503-3
	XL	100 - 115 cm	408-503-4



LUMBOVIT THERM 101 ANGORA

Der Orpedo Nierenwärmer Lumbovit Therm 101 Angora kann bequem unter der normalen Kleidung getragen werden und hält besonders in der kalten Jahreszeit angenehm warm. Der Nierenwärmer mit einem hohen Anteil feinsten Angora-Wolle hat eine angenehm wärmende Wirkung, schützt vor Kälte und Zugluft. Unser Lumbovit Therm 101 Angora Wärmer eignet sich ebenfalls ideal zur Schmerzlinderung des unteren Rückens und des Abdominalbereiches.

Das besonders weiche, elastische Material und seine gute Atmungsaktivität gewährleisten einen hohen Tragekomfort.



Indikationen

- Rheumatische Beschwerden
- Ischialgie
- Schmerzlinderung für den unteren Rücken
- Schutz vor Zugluft und Kälte

Messpunkt	Größe	Taillen- umfang	Artikel-Nr.
	S	60 - 70 cm	408-101-1
	M	70 - 85 cm	408-101-2
	L	85 - 100 cm	408-101-3
	XL	100 - 115 cm	408-101-4

THORAX-ABDOMINVIT 680 MIT ALOE VERA

Die Thorax-Abdominvit 680 ist eine Leibbandage mit integrierten **Aloe Vera Mikrokapseln**. Die Bandage ermöglicht eine optimale Stabilisierung des Rückens und der Bauchdecke und erleichtert den Heilungsprozess bei postoperativen Wunden. Die Klettverschlüsse sorgen für eine leichte Handhabung und einen perfekten Sitz des Hilfsmittels.

Ihre längselastische Beschaffenheit ermöglicht eine optimale Anpassung der Kompression. Eine gleichmäßige Druckverteilung ist gewährleistet. Die therapeutische Wirkung wird mit der integrierten Aloe Vera zusätzlich unterstützt.

Durch ihre antiseptischen Eigenschaften eignen sich Aloe Vera hervorragend zur Wunddesinfektion und beschleunigen zusätzlich die Zellerneuerung und dadurch den Heilungsprozess. Die leichte Duftnote der Aloe Vera bewirkt einen angenehmeren Tragekomfort und erhöht dadurch den Wohlfühleffekt.



Indikationen

- Narbenschutz
- Zur postoperativen Stabilisation
- Nabelbrüche
- Rippenfrakturen
- Hängeleib
- Leistenbrüche
- Nach Bauch OP

Messpunkt	Größe	Taillenumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	60 - 70 cm	410-680-1	05.11.01.0053
	M	70 - 85 cm	410-680-2	
	L	85 - 100 cm	410-680-3	
	XL	100 - 115 cm	410-680-4	
	XXL	115 - 135 cm	410-680-5	

PARADISOL 800

Der ParadiSol 800 Schwangerschaftsgurt ist eine **hervorragende Unterstützung bei Rückenschmerzen** während der Schwangerschaft. Durch den tiefen Ansatz stützt er den Schwangerschaftsbauch, entlastet die Wirbelsäule und trägt somit entscheidend zur Blasenentlastung bei. Bei fortschreitender Schwangerschaft werden Wohlbefinden und Bewegungsfreiheit gefördert.

Indikationen

- Abdominalentlastung
- Blasenentlastung
- Entlastung des Rückens
- Zur Prophylaxe eines Wirbelsäulenprolapses
- Zur Reduzierung von Schmerzen

Durch die seitlichen Zuggurte ist die Festigkeit des Gurtes individuell einstellbar. **Nach der Schwangerschaft unterstützt er die Rückbildung des Bauchgewebes.**



Messpunkt	Größe	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	Uni	408-508	Alt: 05.11.03.0047 Neu: 05.11.03.5006

THORAX 900 (HERREN)

Durch zirkuläre Kompression im Brustkorbbereich reduziert die Thorax 900 Rippenbandage die atmungsbedingten Brustkorbbewegungen. Der Heilungsprozess von Rippenbrüchen, Prellungen und anderen Traumata wird beschleunigt. Die Rippenbandage ist leicht zu handhaben und bietet einen angenehmen Tragekomfort.


Indikationen

- Distorsion der Brustwirbelsäule
- Rippenprellung
- Rippenbruch
- Entzündung von Rippen und Wirbelsäule
- Degenerative Veränderung
- Postoperativ



- Klimateffekt, 3D Rundstrick



Messpunkt	Größe	Unterbrust- umfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	60 - 75 cm	408-509-1	05.11.01.0046
	M	75 - 100 cm	408-509-2	
	L	100 - 130 cm	408-509-3	

THORAX 910 (DAMEN)

Durch zirkuläre Kompression im Brustkorbbereich reduziert die Thorax 910 Rippenbandage die atmungsbedingten Brustkorbbewegungen. Der Heilungsprozess von Rippenbrüchen, Prellungen und anderen Traumata wird beschleunigt. Die Rippenbandage ist leicht zu handhaben und bietet einen angenehmen Tragekomfort.


Indikationen

- Distorsion der Brustwirbelsäule
- Rippenprellung
- Rippenbruch
- Entzündung von Rippen und Wirbelsäule
- Degenerative Veränderung
- Postoperativ



- Klimateffekt, 3D Rundstrick



Messpunkt	Größe	Unterbrust- umfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	60 - 75 cm	408-510-1	05.11.01.0045
	M	75 - 100 cm	408-510-2	
	L	100 - 130 cm	408-510-3	



BEIN UND KNIE



Indikationen:

23.04.01.0007 23.04.02.0031 23.04.03.3076 23.04.03.0063 05.04.01.1016 05.04.01.0088 Freiverkauf Freiverkauf

Katalogseite	32	33	34	35	35	36	37	37
Reizzustände der Muskeln und/oder Bänder	●	●	○	●	●	●	●	●
Gonalgie	●	●	○	●	○	○	○	○
Immobilisierung/ Begrenzung	●	●	○	●	○	○	○	○
Instabilität des Kniegelenks	●	●	●	●	○	○	○	○
Frakturen der Patella	●	●	●	●	○	○	○	○
Postoperativ	●	●	●	●	●	●	●	●
Entzündungen	●	●	○	●	●	●	●	●
Degenerative Erkrankungen	●	●	○	●	●	●	●	●

Femuvit 380



Freiverkauf

Femuvit Comp 551



Freiverkauf

Fibuvit 390



Freiverkauf

Fibuvit Comp 550



Freiverkauf

Indikationen:

Katalogseite	38	38	39	39
Reizzustände der Muskeln und/oder Bänder	●	●	●	●
Instabilität des Kniegelenks	○	○	○	○
Prophylaktisch bei sportlichen Aktivitäten	●	●	●	●
Postoperativ	●	●	●	●
Entzündungen	●	●	●	●
Degenerative Erkrankungen	●	●	●	●

GENUVIT FIX 300


Die Knieschiene Genuvit Fix 300 ermöglicht durch die speziell geformten Schienen und Klettverschlüsse eine anatomisch korrekte Positionierung des Knies und unterstützt so die Funktion des Kniegelenks. Die Stabilisierungsstäbe lassen sich herausnehmen und individuell anpassen. Zusätzlich einsetzbare Coolpads erhöhen die Schmerzlinderung.

Die Genuvit Fix 300 ist besonders für die Behandlung von Band- und Kniescheibenverletzungen, sowohl vor einer Operation zur Abschwellung und Schmerzlinderung, als auch postoperativ zur Ruhigstellung des Beines geeignet.

Indikationen

- Insuffizienz des Kapsel-/ Bandapparates nach Traumata
- Immobilisierung des Kniegelenks nach Traumata
- Zur postoperativen Versorgung von Frakturen
- Distorsion, Luxation im Kniegelenk
- Traumatische Verletzungen
- Bursitis

Coolpads einsetzbar



KÜHL
BAR



Messpunkt	Größe	Höhe	Für Körpergröße	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	40 cm	< 1,55 m	530-300-1	23.04.01.0007
	M	50 cm	1,55 m - 1,75 m	530-300-2	
	L	60 cm	1,75 m - 1,85 m	530-300-3	
	XL	70 cm	> 1,85 m	530-300-4	

GENUVIT COMFORT 310

Die Genuvit Comfort 310 dient der Extension oder Flexion des Kniegelenks durch das bewährte 4-Punkt-Prinzip. Durch jeweils zwei Klettverschlüsse oberhalb und unterhalb des Kniegelenks wird auf die Anatomie des zu versorgenden Beins individuell Rücksicht genommen. Das hautfreundliche Material bietet einen hohen Tragekomfort. Durch die zweifache Höhenverstellung (oben und unten) kann die Orthese auf die jeweilige Beinlänge des Patienten stufenweise angepasst werden.

Die einfache und werkzeuglose Einstellfunktion für Flexion und Extension erfolgt durch Fingerdruck und Verschieben bis zum gewünschten Winkelgrad. Anschließend wird die Einstellung durch Einrasten der Sicherung fixiert. Die Genuvit Comfort 310 ist rechts wie links tragbar.

Indikationen

- Ruptur des vorderen oder hinteren Kreuzbandes
- Patellafraktur
- Gonarthrose
- Schmerzreduktion
- Immobilisierung des Kniegelenks nach Traumata
- Postoperativ
- Posttraumatische Ruhigstellung



UNI
VERSAL



Begrenzung der **Extension** in
-10°; 0°; 10°; 20°; 30°; 45°;
60°; 75°; 90°

Begrenzung der **Flexion** in
0°; 10°; 20°; 30°; 45°; 60°;
75°; 90°; 105°; 120°

Messpunkt	Schienenlänge	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
 universal	48 cm - 63,5 cm	530-310	23.04.02.0031

GENUVIT PRO 311

Die Knieorthese Genuvit Pro 311 dient der Limitierung von Extension und Flexion des Kniegelenks.

Die Orthese ist besonders leicht und einfach anzulegen. Sie wird mit vier Gurten mit Klettverschluss an Vorder- und Rückseite befestigt. Durch die Klettverschlüsse und die weiche Polsterung lässt sich die Genuvit Pro 311 individuell und komfortabel am Bein anpassen.

Das Bewegungsausmaß kann in allen Winkelgraden an jedes Krankheitsbild am Knie angepasst werden. Die Flexion und Extension lässt sich werkzeuglos einstellen.

Indikationen

- Rupturen des vorderen oder hinteren Kreuzbandes
- Frakturen des distalen Femurs
- Patellafraktur
- Verletzungen der Menisken
- Postoperative Zustände
- Posttraumatische Zustände



Begrenzung der Extension in
0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Begrenzung der Flexion in
0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°



Messpunkt	Größe	Maß OS 15 cm über Patella	Maß US 15 cm unter Patella	Artikel-Nr. -R-	Artikel-Nr. -L-	Hilfsmittel-Nr.
	S	39 - 46 cm	31 - 35 cm	530 - 311 -R- 1	530 - 311 -L- 1	23.04.03.3076
	M	46 - 52 cm	34 - 37 cm	530 - 311 -R- 2	530 - 311 -L- 2	
	L	52 - 58 cm	36 - 40 cm	530 - 311 -R- 3	530 - 311 -L- 3	
	XL	58 - 64 cm	39 - 43 cm	530 - 311 -R- 4	530 - 311 -L- 4	

GENUVIT STABIL 320

Die Knieorthese Genuvit Stabil 320 ist aus **zweizugelastischem** Material im Rundstrickverfahren gestrickt. Sie verfügt über zwei seitliche Gelenkschienen mit einer 0°- Extensionsbegrenzung. Die Patella wird durch eine Silikonpelotte gelagert.

Die zusätzlichen Klettverschlüsse ober- und unterhalb des Kniegelenks gewährleisten mittels der Umlenkösen Halt und Stabilität. Die Orthese unterstützt die natürlichen Bewegungsabläufe des Knies bei einer verbesserten Körperwahrnehmung. Das atmungsaktive Material ist besonders hautfreundlich, verhindert das Auskühlen des Knies und gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort.

Indikationen

- Instabilität des Kniegelenks
- Gonarthrose
- Chronische Reizzustände
- Postoperative / posttraumatische Reizzustände
- Arthritis
- Bandinsuffizienzen / -rupturen



- innen rutschfeste Silikonknochen
- Aluminiumschiene mit Klette (abnehmbar)
- Silikonringpelotte
- Klimaeffekt, 3D nahtlos Stricktechnologie
- Aloe Vera Duft-Mikrokapseln



RUND
STRICK

Messpunkte	Größe	Maß OS 14 cm	Maß US 12 cm	Genuvit 320 G - Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	41 - 44 cm	31 - 34 cm	530-320 - 1	23.04.03.0063
	M	44 - 47 cm	34 - 37 cm	530-320 - 2	
	L	47 - 50 cm	37 - 40 cm	530-320 - 3	
	XL	50 - 53 cm	40 - 43 cm	530-320 - 4	
	XXL	53 - 56 cm	43 - 46 cm	530-320 - 5	

PATELLA 630

Die Bandage Patella 630 entlastet und führt die Kniescheibe. Durch das integrierte Silikon-Pad wird die Kompression auf die Patellasehne verstärkt und so die Kniescheibe unterstützt. Das perforierte Material hält die Körperwärme, ist wasserabweisend und atmungsaktiv. Es ist besonders hautfreundlich und gewährleistet einen angenehmen Tragekomfort.

Indikationen

- Bei vorderen Knieschmerzen
- Femuropatellare Chondropathie und Arthrose
- Patellaspitzensyndrom
- Muskeldystrophie
- Tendopathie



100 % Silikon-Pad ▲

Messpunkt	Größe	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	Uni	520 - 610	05.04.01.1016



GENUVIT COMP 650

Die Kniebandage Genuvit Comp 650 ist im Rundstrickverfahren hergestellt. Das kompressive Gestrick und die seitlich eingearbeiteten Spiralfedern geben dem Knie Halt und Führung. Die Patella wird von einer Silikonringpelotte umschlossen und massiert den Bereich. Die optimale Paßform und die Komfortzone im Kniekehlenbereich unterstützen die natürlichen Bewegungsabläufe des Knies und verbessern die Körperwahrnehmung. Das neuartige nahtlose 3D-Rundgestrick erhöht den Tragekomfort. Zusätzlich wurde das Gestrick der Genuvit Comp 650 mit Aloe Vera Duft-Mikrokapseln veredelt. Die Größen XXL+ und XXXL+ sind zusätzlich auch mit Haftband erhältlich.

- rutschfeste Silikonknoppen
- Spiralfeder
- Silikonringpelotte
- Klimateffekt, 3D Rundstrick
- Aloe Vera Duft-Mikrokapseln



Indikationen

- Reizzustände nach OP, Traumata, Überlastungen der Sehnen, Bänder u./o. Muskulatur
- Chronische Kniegelenkschmerzen durch degenerative o. rheumatische Erkrankungen
- Postoperativ
- Leichte Knieverletzungen (Prellungen, Distorsionen, Distensionen)
- Retropatellare Chondropathie
- Zur Stabilisierung der Patella bei einer Lateralisation



Messpunkte	Größe	Maß OS 14 cm	Maß US12 cm	Artikel-Nr. Grau	Artikel-Nr. Beige	Hilfsmittel-Nr.
	S	41 - 44 cm	31 - 34 cm	510-650 - 1	510-651 - 1	05.04.01.0088
	M	44 - 47 cm	34 - 37 cm	510-650 - 2	510-651 - 2	
	L	47 - 50 cm	37 - 40 cm	510-650 - 3	510-651 - 3	
	XL	50 - 53 cm	40 - 43 cm	510-650 - 4	510-651 - 4	
	XXL	53 - 56 cm	43 - 46 cm	510-650 - 5	510-651 - 5	
	XXXL	56 - 59 cm	46 - 49 cm	510-650 - 6	510-651 - 6	
	mit Haftband					
	XXL+	53 - 56 cm	43 - 46 cm	510-650-5 +		
XXXL+	56 - 59 cm	46 - 49 cm	510-650-6 +			



GENUVIT THERM 500

Der Kniewärmer Genuvit Therm 500 kann bequem unter der normalen Kleidung getragen werden und hält besonders in der kalten Jahreszeit angenehm warm. Er hat eine angenehm wärmende Wirkung, schützt vor Kälte und Zugluft. Außerdem kann der Genuvit Therm 500 zur Schmerzlinderung am Knie verwendet werden.

Das besonders weiche, elastische und hautfreundliche Material und seine gute Atmungsaktivität gewährleisten einen hohen Tragekomfort.

Anwendungsgebiet

- Rheumatische Beschwerden
- Gonalgie (Knieschmerzen)

Materialzusammensetzung:

Acryl
Elasthan
Polyamid



Messpunkte	Größe	Knieumfang	Artikel-Nr.
	S	28 - 32 cm	500-600-1
	M	32 - 36 cm	500-600-2
	L	36 - 40 cm	500-600-3
	XL	40 - 44 cm	500-600-4

GENUVIT THERM 501 ANGORA

Der Orpedo Kniewärmer Genuvit Therm 501 Angora kann bequem unter der normalen Kleidung getragen werden und hält besonders in der kalten Jahreszeit angenehm warm. Der Kniewärmer mit einem hohen Anteil feinsten Angora-Wolle hat eine angenehm wärmende Wirkung, schützt vor Kälte und Zugluft. Außerdem kann der Genuvit Therm 501 Angora zur Schmerzlinderung am Knie verwendet werden.

Das besonders weiche, elastische und hautfreundliche Material und seine gute Atmungsaktivität gewährleisten einen hohen Tragekomfort.

Anwendungsgebiet

- Rheumatische Beschwerden
- Gonalgie

Materialzusammensetzung:

Viskose
Angora
Baumwolle
Elasthan



Messpunkte	Größe	Knieumfang	Artikel-Nr.
	S	28 - 32 cm	501-600-1
	M	32 - 36 cm	501-600-2
	L	36 - 40 cm	501-600-3
	XL	40 - 44 cm	501-600-4

FEMUVIT 380

Die anatomisch geschnittene Oberschenkelbandage Femuvit 380 aus Neopren bietet **sicheren Halt** und **wärmt** die Muskulatur. Das **perforierte Material** hält die **Körperwärme**, ist **wasserabweisend** und **atmungsaktiv**. Sie ist besonders hautfreundlich und hat einen angenehmen Tragekomfort.

Indikationen

- Muskelsuffizienz
- Myalgie (Muskelschmerzen)
- Kontusion und Muskelfaserrisse im Oberschenkelbereich
- Zur Prophylaxe bei sportlichen Aktivitäten

Messpunkt	Größe	OS-Umfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	XS	33 - 39 cm	520-607-0	Freiverkauf
	S	38 - 44 cm	520-607-1	
	M	42 - 49 cm	520-607-2	
	L	46 - 52 cm	520-607-3	
	XL	50 - 56 cm	520-607-4	



WASSER
ABWEISEND

FEMUVIT COMP 551

Die Oberschenkelbandage Femuvit Comp 551 komprimiert die Muskulatur und Blutgefäße des Oberschenkels. Das kompressive Gestrick stabilisiert so den Oberschenkel und reduziert Vibrationen effektiv.

Die Bandage ist im Rundstrick-Verfahren hergestellt und hat keine störende Naht. Der obere Silikonstreifen bietet sicheren Halt bei jeder sportlichen Aktivität. Zusätzlich wurde das Gestrick der Femuvit Comp 551 mit Aloe Vera Duft-Mikrokapseln veredelt.

Indikationen

- Muskelsuffizienz
- Myalgie (Muskelschmerzen)
- Kontusion und Muskelfaserrisse im Oberschenkelbereich
- Zur Prophylaxe bei sportlichen Aktivitäten

Messpunkt	Größe	OS-Umfang	Fibuvit 550 G - Artikel-Nr.	Fibuvit 550 B - Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	45 - 51 cm	551-560 - 1	551-561 - 1	Freiverkauf
	M	52 - 59 cm	551-560 - 2	551-561 - 2	
	L	60 - 67 cm	551-560 - 3	551-561 - 3	
	XL	68 - 75 cm	551-560 - 4	551-561 - 4	



- rutschfestes Silikonband



- Klimaeffekt, 3D Rundstrick



- Aloe Vera Duft-Mikrokapseln



RUND
STRICK

FIBUVIT 390

Die anatomisch geschnittene Unterschenkelbandage Fibuvit 390 aus Neopren bietet **sicheren Halt** und **wärmt** die Muskulatur. Die obere Weite kann mit einem Klettband individuell angepasst werden. Das **perforierte Material** hält die Körperwärme, ist **wasserabweisend** und **atmungsaktiv**. Sie ist besonders hautfreundlich und hat einen angenehmen Tragekomfort.

Indikationen

- Läsion der Unterschenkelmuskulatur (Muskelfaserriss, Prellung)
- Enthesopathie und Myalgie
- Zur Prophylaxe bei sportlichen Aktivitäten



Messpunkt	Größe	Knieumfang	US - Umfang	Fußgelenk - Umfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	XS	24 - 27 cm	27 - 31 cm	17 - 20 cm	520-608-0	Freiverkauf
	S	27 - 30 cm	30 - 34 cm	19 - 22 cm	520-608-1	
	M	30 - 34 cm	33 - 37 cm	21 - 25 cm	520-608-2	
	L	34 - 39 cm	36 - 41 cm	24 - 28 cm	520-608-3	
	XL	39 - 45 cm	41 - 46 cm	27 - 31 cm	520-608-4	

FIBUVIT COMP 550

Die Unterschenkelbandage Fibuvit Comp 550 komprimiert die Muskulatur und Blutgefäße des Unterschenkels. Das kompressive Gestrick stabilisiert so den Unterschenkel und reduziert Vibrationen effektiv. Die Bandage ist im Rundstrick-Verfahren hergestellt und hat keine störende Naht. Zusätzlich wurde das Gestrick der Fibuvit Comp 550 mit Aloe Vera Duft-Mikrokapseln veredelt.

Indikationen

- Muskelsuffizienz
- Myalgie (Muskelschmerzen)
- Kontusion und Muskelfaserrisse im Unterschenkelbereich
- Enthesopathie
- Zur Prophylaxe bei sportlichen Aktivitäten



• Aloe Vera Duft-Mikrokapseln



• Klimateffekt, 3D Rundstrick



Messpunkte	Größe	US-Umfang	Artikel-Nr. Grau	Artikel-Nr. Beige	
	S	32 - 36 cm	550-560 - 1	550-561 - 1	Freiverkauf
	M	36 - 40 cm	550-560 - 2	550-561 - 2	
	L	40 - 44 cm	550-560 - 3	550-561 - 3	
	XL	44 - 48 cm	550-560 - 4	550-561 - 4	





KNÖCHEL UND FUß

Air-Support 600



Malleo-Support
Gel 610



Malleo-Support
Pad 620



Pedivit 615



Air Walker
Pedivit 605



Air Walker
Pedivit 606



Indikationen:

23.02.02.0044

23.02.02.0073

23.02.02.0073

23.03.02.0014

23.06.01.0071

23.06.01.0071

Katalogseite

41

41

42

42

43

43

Reizzustände der Muskeln und/oder Bänder



Frakturen des Fußes, der Zehen oder des Knöchels



Immobilisierung/ Begrenzung



Instabilität des Sprunggelenks



Kontusion



Postoperativ



Entzündungen



Degenerative Erkrankungen



Supinationstrauma



Fußheberparese



Malleovit Comp 660



05.02.01.0053

Achillovit Comp 670



05.02.01.1015

Calcavit 741



Freiverkauf

Hallux Valgus Night



23.01.01.0004

FootPrint Comfort
Vital Strumpf



Freiverkauf

FootPrint Support



Freiverkauf

Indikationen:

Katalogseite

44

45

46

46

47

47

Reizzustände der Muskeln und/oder Bänder



Instabilität des Sprunggelenks



Hallux Valgus



Kontusion



Postoperativ



Entzündungen



Degenerative Erkrankungen



Supinationstrauma



AIR-SUPPORT 600

Das Zweischalensystem mit Luftpolstern im Bereich des Knöchels sorgt mit seinen individuell einstellbaren Klettbindern und Luftkammern für eine optimale Lagerung des Sprunggelenkes. Natürliche Bewegungen, wie das Abrollen und Seitwärtsbewegungen, werden wirkungsvoll eingeschränkt. Die Air-Support 600 wirkt durch eine optimale Lagerung und Ruhigstellung des Sprunggelenkes bänderunterstützend, daher eignet sie sich ideal zur Rehabilitation nach Sportverletzungen. Die stoffbeschichtete Oberfläche der Luftkammern garantiert einen angenehmen Tragekomfort.

Indikationen

- Fibulotalare Bandverletzung
- Distorsion
- Postoperativ
- Entzündungen
- Supinationstrauma
- Kontusion
- Degenerative Veränderungen

Pipette zum
Luftpumpen ▶



LUFT
KAMMERN

Messpunkte	Größe	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	Universal	608 - 600	23.02.02.0044

MALLEO-SUPPORT GEL 610

Das Zweischalensystem mit Gel-Polstern im Bereich des Knöchels sorgt mit seinen individuell einstellbaren Klettbindern für eine optimale Lagerung des Sprunggelenkes. Natürliche Bewegungen, wie das Abrollen und Seitwärtsbewegungen, werden wirkungsvoll eingeschränkt. Die Malleo-Support Gel 610 wirkt durch eine optimale Lagerung und Ruhigstellung des Sprunggelenkes bänderunterstützend. Daher eignet sich die Orpedo Sprunggelenksorthese ideal zur Prophylaxe beim Sport sowie zur Rehabilitation nach Sportverletzungen. Die Malleo-Support Gel 610 kann durch die herausnehmbaren Gel-Polster auch für die Kältetherapie verwendet werden.

Indikationen

- Fibulotalare Bandverletzung
- Distorsion
- Postoperativ
- Entzündungen
- Supinationstrauma
- Kontusion
- Degenerative Veränderungen

Auswechselbare
Geleinslagen ▶



KÜHL
BAR

Messpunkte	Größe	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	Universal	608 - 610	23.02.02.0073

MALLEO SUPPORT PAD 620

Das Zweischalensystem mit Polstern im Bereich des Knöchels sorgt mit seinen individuell einstellbaren Klettbändern für eine optimale Lagerung des Sprunggelenkes. Natürliche Bewegungen, wie das Abrollen und Seitwärtsbewegungen, werden wirkungsvoll eingeschränkt. Die Malleo Support Pad 620 wirkt durch eine optimale Lagerung und Ruhigstellung des Sprunggelenkes bänderunterstützend. Daher eignet sich die Orpedo Sprunggelenksorthese ideal zur Prophylaxe beim Sport sowie zur Rehabilitation nach Sportverletzungen. Die stoffbeschichtete Oberfläche der Polster garantiert einen angenehmen Tragekomfort.

Indikationen

- Fibulotalare Bandverletzung
- Distorsion
- Postoperativ
- Entzündungen
- Supinationstrauma
- Kontusion
- Degenerative Veränderungen

Messpunkte	Größe	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	Universal	608 - 620	23.02.02.0073



PEDIVIT 615

Die Fußheberorthese Pedivit 615 unterstützt bei leichter Fußheberschwäche nach Schlaganfall oder sonstigen neurologischen / muskulären Erkrankungen. Die Orthese fördert die dynamische Fußhebung in der Bewegung und stärkt die vorhandene Fußmuskulatur. Die Fußheberorthese zeichnet sich durch eine einfache Handhabung aus und ist unter der Kleidung tragbar. Die Pedivit 615 besteht aus einem besonders weichen und strapazierfähigen Material. Die Pedivit 615 kann barfuß getragen werden oder mit jedem Schnürschuh kombiniert werden.

Indikationen

- Bei leichten peripheren Nervenläsionen
- Bei leichter Fußheberschwäche
- Bei Ermüdungsparesen

Messpunkte	Größe	Knöchelumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	15-20	618-615 - 1	23.03.02.0014
	M	20-26	618-615 - 2	
	L	26-33	618-615 - 3	



AIR WALKER 605 KURZ / AIR WALKER 606 LANG



Artikel-Nr.
628-605

Der anwendungsspezifische Aufbau der Unterschenkel-Fußorthesen bietet größtmögliche Unterstützung für den zu versorgenden Fuß. Dank des integrierten Luftpolster-Pumpen-Systems kann der Luftdruck leicht angepasst werden, um so die gewünschte Kompression und Passform zu erreichen. Der verstellbare Zehenschutzbügel bietet zusätzlichen Schutz für die Zehen. Die leichtabgerundete Sohle fördert den natürlichen Gang und sorgt für hervorragende Stabilität. Der Orpedo Air Walker kann beidseitig getragen werden.

Indikationen

- Frakturen von Fuß und Knöchel
- Sprunggelenksverstauchungen
- Schwere Knöcheldistorsionen
- Achillessehnenrupturen
- Postoperative Versorgung nach chirurgischen Eingriffen



Artikel-Nr.
628-606

Messpunkte	Größe	Fußlänge	Schuhgröße	Air Walker 605 Artikel-Nr.	Air Walker 606 Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	26 cm	36-40	628-605 - 1	628-606 - 1	23.06.01.0071
	M	28 cm	40-44	628-605 - 2	628-606 - 2	
	L	30 cm	44-47	628-605 - 3	628-606 - 3	
	XL	32 cm	> 47	628-605 - 4	628-606 - 4	

MALLEOVIT COMP 660

Die Knöchelbandage Malleovit Comp 660 aus **zweizugelastischem** Material ist **atmungsaktiv** und **anatomisch** gestrickt. Die Bandage stützt und stabilisiert das Fußgelenk. Die Bänder werden entlastet. Sie wird bei Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen und vorbeugend angewendet. Die Kompressionseigenschaften der Bandage sowie die seitlichen Silikonpelotten unterstützen die natürlichen Bewegungsabläufe und gewährleisten einen sicheren Halt.

Das kompressive Gestrick massiert die Weichteile, erhöht die Durchblutung und verbessert den Lymphabfluss. Es bewirkt so eine schnellere Schmerzlinderung und Abschwellung. Eine sehr gute Passform und angenehme Trageeigenschaften durch die Komfortzone im Spannungsbereich machen die Aktivbandage zu einem **optimalen Hilfsmittel**.

Indikationen

- Reizzustände nach OP
- Traumata
- Überlastungen der Sehnen, Bänder lateral bzw. medial und /oder der Muskulatur
- Chronische Schmerzen im Sprunggelenk durch degenerative oder rheumatische Erkrankungen (Arthrose)
- Postoperativ
- Leichte Verletzungen im Sprunggelenk (Prellungen, Distorsionen, Distensionen)



- Silikonpelotte



- Aloe Vera Duft-Mikrokapseln



RUND
STRICK



Messpunkte	Größe	Fesselumfang oberhalb Knöchel	Fersenspann- umfang	Malleovit 660 G - Artikel-Nr.	Malleovit 660 B - Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	15 - 19 cm	23 - 28 cm	618-660 - 1	618-661 - 1	05.02.01.0053
	M	19 - 23 cm	27 - 32 cm	618-660 - 2	618-661 - 2	
	L	23 - 27 cm	31 - 36 cm	618-660 - 3	618-661 - 3	
	XL	27 - 31 cm	35 - 40 cm	618-660 - 4	618-661 - 4	

ACHILLOVIT COMP 670

Die Fußbandage Achillovit Comp 670 ist in Rundstrick aus zweizugelastischem Material gestrickt und hat eine eingearbeitete Silikonpelotte. Ein abnehmbarer Fersenkeil sowie ein Silikonersatz werden mitgeliefert. Der Keil kann bei Bedarf entfernt werden.

Die Bandage wirkt schmerzlindernd, dämpft den Auftritt und entlastet somit die Achillessehne. Der Fersenkeil entlastet vor allem während der Entzündungshase.

Das atmungsaktive Material ist besonders hautfreundlich und durch die guten Klimawerte entsteht ein **angenehmer Tragekomfort**. Die Bandage passt sich der Körperbewegung an. **Ein Einschnüren oder Verrutschen wird verhindert.**

Indikationen

- Achillodynie
- Entzündungen
- Postoperativ
- Luxation/ Läsion/ Stauchung
- Fersensporn



Messpunkte	Größe	Fesselumfang	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr
	S	15 - 19 cm	618-670-1	05.02.01.1015
	M	19 - 23 cm	618-670-2	
	L	23 - 28 cm	618-670-3	
	XL	28 - 33 cm	618-670-4	

CALCAVIT 741 BANDAGE MIT FERSENKISSEN

Die Fußbandage mit Silikonkissen bietet hohen Tragekomfort und eine effiziente Wirkung durch die multi-zentrisch-variable Kompression, die spezielle Stricktechnik und das eingearbeitete Silikonkissen. Durch die Stoßabsorbierung werden Ferse, Gelenke, Bänder, Muskeln, Sehnen, Hüfte, Knie und das Sprunggelenk wirkungsvoll entlastet.

Indikationen

- Zur Vermeidung von Druckspitzen bei Fersensporn
- Entzündung der Fersen, sowie Achillessehnenentzündung (Achillodynie)
- Verschleiß (Arthrose): der Sprung-, Knie-, Hüftgelenke
- Iliosakral - und Zwischenwirbelgelenksarthrose
- Bei künstlichen Gelenken (Endoprothese) zur Entlastung
- Bei Beinlängendifferenz bis ca. 5 mm, oder Beckenschiefstand,
- Skoliose der Wirbelsäule

Messpunkte	Größe	Schuhgröße	Fesselumfang oberhalb Knöchel	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	35-37	17 - 20 cm	608-741 - 1	Freiverkauf
	M	37-40	20 - 23 cm	608-741 - 2	
	L	40-43	23 - 27 cm	608-741 - 3	
	XL	43-46	27 - 32 cm	608-741 - 4	



◀ 100 % Silikonpelotte

HALLUX VALGUS NIGHT

Die Spange der Hallux Valgus Nachtschiene wird in einem Spritzgussverfahren aus Kunststoff hergestellt und ist somit bruchsicher. Die Schiene korrigiert Fehlstellungen der Großzehe und des Ballens. Die weiche TPU-Polsterung im Bereich der Großzehe sowie der gesamte gepolsterte Innenbereich aus Plastazote sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Die gegossenen Verzahnungen an der Schiene und der Klettverschluss gewähren eine individuelle Anpassbarkeit.

Indikationen

- Hallux Valgus
- Fehlstellung und Deformation der Großzehe
- Konservative und postoperative Therapie



Messpunkt	Schuhgröße	Hallux Valgus Night links - Artikel-Nr.	Hallux Valgus Night rechts - Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	bis 44	608-708-L	608-708-R	23.01.01.0004

FOOTPRINT COMFORT VITAL STRUMPF

Artikel-Nr. 710-100

Der Vital-Strumpf von Orpedo unterstützt die Wadenmuskelpumpe beim Rücktransport des Blutes zum Herzen hin. Langes Sitzen und stehende Tätigkeiten belasten die Beinvenen. Der Vital-Strumpf entlastet die Beinvenen und hilft bei müden und schmerzhaften Beinen. Durch die Kompressionsklasse 1 (KKL 1) (18 mmHg) wird die Blutzirkulation bei längeren Ruhephasen angeregt.

KKL.1

Vital - Strümpfe

Arbeits-tage

Ausflüge

Haus + Gartenarbeit

Urlaub + Reisen

Sport

Artikel-Nr. 710-101

Messpunkte	Größe	Messpunkt 1 (cm)	Messpunkt 2 (cm)	Footprint Comfort S - Artikel-Nr.	Footprint Comfort B - Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	S	28 - 33 cm	17 - 20 cm	710-100 - 1	710-101 - 1	Freiverkauf
	M	33 -38 cm	20 - 23 cm	710-100 - 2	710-101 - 2	
	L	38 - 43 cm	23 - 27 cm	710-100 - 3	710-101 - 3	
	XL	43 - 48 cm	27 - 32 cm	710-100 - 4	710-101 - 4	



FOOTPRINT SPORT

Besonders weiches Gestrick

Indikationen

- Definierter Druckverlauf
- Stabilisiert die Wade
- Gepolsterte Fußsohle
- Reduziert Muskelvibrationen
- Unterstützt die Regeneration
- Angenehmer Tragekomfort

Messpunkte	Größe	Messpunkt 1	Messpunkt 2	Footprint Sport Artikel-Nr.
	S	28 - 33 cm	17 - 20 cm	720-200 - 1
	M	33 -38 cm	20 - 23 cm	720-200 - 2
	L	38 - 43 cm	23 - 27 cm	720-200 - 3
	XL	43 - 48 cm	27 - 32 cm	720-200 - 4



SILIKON - FUßBEDARF

	Calcavit 720	Calcavit 730	Calcavit 740	Calcavit 750	Calcavit 751
Indikationen:	08.03.06.1008	08.03.06.0051	Freiverkauf	Freiverkauf	Freiverkauf
Katalogseite	49	49	49	50	50
Druckspitzen bei Fersensporn	●	●	●	●	●
Arthrose der Sprung-, Knie- und Hüftgelenke	●	●	●	●	●
Zwischenwirbelgelenksarthrose	●	●	●	●	●
Schleimbeutelentzündung	●	●	●	●	●
Künstliche Gelenke	●	●	●	●	●
Nach Fersenbeinbruch	●	●	●	●	●
Achillessehnenbeschwerden	●	●	●	●	●
Bei Beinlängendifferenzen	●	●	●	●	●

	Pedivit 760	Pedivit 761
Indikationen:	Freiverkauf	Freiverkauf
Katalogseite	51	51
Druckentlastung	●	●
Vorbeugung von Hühneraugen	●	●
Zehenschiefstand	●	●

	Pedivit 762	Pedivit 763	Pedivit 764	Pedivit 765	Pedivit 766	Pedivit 767	Pedivit 768	Pedivit 769
Indikationen:	Freiverkauf	Freiverkauf	Freiverkauf	Freiverkauf	Freiverkauf	Freiverkauf	Freiverkauf	Freiverkauf
Katalogseite	52	52	53	53	54	54	55	55
Druckstellenentlastung	●	●	●	●	●	●	●	●
Hallux Valgus	○	○	○	○	○	○	●	●
Vorbeugung von Hühneraugen	●	○	○	○	○	○	○	○
Schutz vor Reibung und Reizungen	●	●	●	●	●	●	●	●
Unterstützung des Fußgewölbes	○	●	●	○	●	●	●	○

CALCAVIT FERSENKISSEN 720 / 730

Calcavit 720/730 ist ein Fersenkissen aus Silikon, welches dank seiner speziellen Viscoelastik (Zusammensetzung des Silikons) in seiner **Stoßabsorbierung einmalig** ist. Daher werden durch Gehen/Laufen bedingte Stöße auf Sprunggelenk, Knie, Hüfte und Wirbelsäule auf ein Minimum reduziert. Daraus resultieren erhebliche Entlastungen der Ferse, Gelenke, Bänder, Muskeln und Sehnen. Calcavit-Fersenkissen sind **rutschfest** und können in Straßen-, Sport- und Arbeitsschuhen getragen werden.

Indikationen

- Zur Vermeidung von Druckspitzen bei Fersensporn
- Verschleiß (Arthrose) der Sprung-, Knie- und Hüftgelenke
- Iliosakral- und Zwischenwirbelgelenksarthrose



Calcavit 720



Calcavit 730

100%
SILIKON

100%
SILIKON

Messpunkt	Größe	Schuhgröße	Calcavit 720 (2 Stück)		Calcavit 730 (2 Stück)	
			Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	1	33 - 40	608-720-1		608-730-1	
	2	40 - 45	608-720-2	08.03.06.1008	608-730-2	08.03.06.0051
	3	ab 45			608-730-3	

- Schleimbeutelentzündung
- Bei künstlichen Gelenken (Endoprothesen) zur Entlastung
- Nach Fersenbeinbruch

- Achillessehnenbeschwerden (Achillodynie)
- Bei Beinlängendifferenzen von 10 mm (Ausgleich)

CALCAVIT 740 LÄNGENAUSGLEICH

Calcavit 740 ist ein Fersenkissen aus **Silikon**, welches dank seiner speziellen Viscoelastik (Zusammensetzung des Silikons) in seiner Stoßabsorbierung einmalig ist. Daher werden durch das Gehen/Laufen bedingte Stöße auf Sprunggelenk, Knie, Hüfte und Wirbelsäule auf ein Minimum reduziert. Daraus resultieren erhebliche Entlastungen der Ferse, der Gelenke, Bänder, Muskeln und Sehnen. Calcavit Fersenkissen sind **rutschfest** und können in Straßen-, Sport- und Arbeitsschuhen getragen werden.

Indikationen

- Ausgleich von Beinlängendifferenzen, Beckenschiefstand, Skoliose der Wirbelsäule
- Bei künstlichen Gelenken (Endoprothesen)
- Vermeidung von Druckspitzen bei Fersensporn
- Verschleiß (Arthrose): der Sprung-, Knie-, Hüft-, Iliosakral- und Zwischenwirbelgelenksarthrose
- Schleimbeutelentzündung
- Achillessehnenbeschwerden (Achillodynie)
- Nach Fersenbeinbruch



100%
SILIKON

Messpunkt	Höhe	Größe	Schuhgröße	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.
	5 mm	S	35-37	608-740-05-1	Beantragt
		M	38-40	608-740-05-2	
		L	41-43	608-740-05-3	
		XL	44-46	608-740-05-4	
	8 mm	S	35-37	608-740-08-1	
		M	38-40	608-740-08-2	
		L	41-43	608-740-08-3	
		XL	44-46	608-740-08-4	
	10 mm	S	35-37	608-740-10-1	
		M	38-40	608-740-10-2	
		L	41-43	608-740-10-3	
		XL	44-46	608-740-10-4	

CALCAVIT 750 - WEICHPOLSTEREINLAGE

CALCAVIT 751 - WEICHPOLSTEREINLAGE MIT STÜTZE

Die Calcavit 750 / 751 Weichpolstereinlage ist aus 100% reinem Silikon, das auf Grund seiner viskoelastischen Eigenschaften eine sehr gute Stoßabsorbierung ermöglicht. Die anatomisch geformte Einlage reduziert bewegungsbedingte Stöße auf die Wirbelsäule, die Sprung-, Knie- und Hüftgelenke. Die Einlage vermindert auftretende Druckspitzen im Vorfußbereich und bei Fersensporn (blaugefärbte und besonders weiche Zone) und entlastet den gesamten Bewegungsapparat.

Unsere Calcavit 750 / 751 lindert in Belastungssituationen auftretende Schmerzen. Unsere Einlagen sind rutschfest und begleiten Sie in jedem geschlossenen Schuh auf Schritt und Tritt durch den Tag. Das verwendete Silikon ist hautfreundlich, haltbar und pflegeleicht. Des Weiteren ist die **Calcavit 750** mit einer Pelotte zur leichten Unterstützung des Fußgewölbes ausgestattet. Die ebenfalls blaugefärbte Fußgewölbeunterstützung bei der **Calcavit 751** besteht aus einem härteren Silikon und gibt dem Fuß Halt. Sie dient mit einer Pelotte zur leichten Unterstützung des Fußgewölbes.

Indikationen

- Druckschmerzen (plantar)
- Fersensporn
- Achillessehnenbeschwerden (Achillodynie)
- Minderung von Druckspitzen
- Verschleiß (Arthrose) der Sprung-, Knie- und Hüftgelenke
- Iliosakral- und Zwischenwirbelgelenksarthrose
- Entzündungen
- Entlastung bei künstlichen Gelenken (Endoprothesen)
- Ausgleich von Beinlängendifferenzen von 10 mm
- Nach Fersenbeinbruch



Messpunkte	Größe	Schuhgröße	Artikel-Nr. Calcavit 750	Artikel-Nr. Calcavit 751	Hilfsmittel-Nr.
	XS	35 - 36	608 - 750 - 0	608 - 751 - 0	Beantragt
	S	37 - 38	608 - 750 - 1	608 - 751 - 1	
	M	39 - 40	608 - 750 - 2	608 - 751 - 2	
	L	41 - 42	608 - 750 - 3	608 - 751 - 3	
	XL	43 - 44	608 - 750 - 4	608 - 751 - 4	
	XXL	45 - 46	608 - 750 - 5	608 - 751 - 5	

PEDIVIT 760 - ZEHENSEPARATOR

Der Zehenseparator ist aus einem weichen, hautfreundlichen Silikon und unterstützt die korrekte Ausrichtung der betroffenen Zehen. Eine Reibung der Zehen aneinander, sowie Hautreizungen und Hühneraugen werden vermieden. Das verwendete Silikon ist hautfreundlich, haltbar und pflegeleicht. Der Pedivit 760 Zehenseparator ist transparent und in 2 Größen erhältlich.

Indikationen

- Druckentlastung bei Zehenschiefstand
- Vorbeugung von Hühneraugen (Clavus oder auch Krähenaugen)

Messpunkte	Größe	Schuhgröße	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.	
	S	35 - 40	608 - 760 - 1	Freiverkauf	1 Paar
	L	41 - 46	608 - 760 - 3		



PEDIVIT 761 - SILIKONRING

Der Ring ist aus einem weichen, hautfreundlichen Silikon und kann auch für die Finger eingesetzt werden. Der Ring entlastet bei Druckschmerzen und unterstützt die korrekte Ausrichtung der betroffenen Zehen oder Finger. Eine übermäßige Reibung, sowie Hautreizungen und Hühneraugen werden vermieden. Das verwendete Silikon ist hautfreundlich, haltbar und pflegeleicht. Der Silikonring ist transparent und in 3 Größen erhältlich.

Indikationen

- Druckentlastung an Zehen und Fingern, z.B. bei Hammer- oder Krallenzehen
- Vorbeugung von Hühneraugen (Clavus oder auch Krähenaugen)

Messpunkte	Größe	Schuhgröße	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.	
	S	35 - 38	608 - 761 - 1	Freiverkauf	1 Paar
	M	38 - 42	608 - 761 - 2		
	L	42 - 46	608 - 761 - 3		



PEDIVIT 762 - SILIKONKAPPE

Die Silikonkappe besteht aus einem weichen, hautfreundlichen Silikon. Sie entlastet bei Druckschmerzen und unterstützt die korrekte Ausrichtung der betroffenen Zehe und Finger. Eine übermäßige Reibung, z.B. an den Zehen, sowie Hautreizungen und Hühneraugen werden vermieden. Das verwendete Silikon ist hautfreundlich, haltbar und pflegeleicht. Das Pedivit 762 Silikonkappe ist transparent und in 2 Größen erhältlich.

Indikationen

- Druckentlastung an Zehen und Fingern, z.B. bei Hammer- oder Krallenzehen
- Vorbeugung von Hühneraugen (Clavus oder auch Krähenaugen)

Messpunkte	Größe	Schuhgröße	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.	1 Stück
	S	35 - 40	608 - 762 - 1	Freiverkauf	
	L	41 - 46	608 - 762 - 3		



PEDIVIT 763 - ZEHENPOLSTER

Das Zehenpolster mit Ring ist aus einem weichen, hautfreundlichen Silikon. Der Ring entlastet bei Druckschmerzen, die durch Fehlstellungen hervorgerufen werden und unterstützt die korrekte Ausrichtung der Zehen. Das verwendete Silikon ist hautfreundlich, haltbar und pflegeleicht. Das Pedivit 763 Zehenpolster mit Ring ist transparent und in 1 Größen erhältlich.

Indikationen

- Druckentlastung an Zehen, z.B. bei Hammer- oder Krallenzehen

Messpunkte	Größe	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.	1 Stück
	Uni	608 - 763	Freiverkauf	




PEDIVIT 764 - VORFUßEINLAGE

Die Pedivit 764 Vorfußeinlagen sind aus 100% reinem Silikon, das auf Grund seiner viskoelastischen Eigenschaften eine sehr gute Stoßabsorbierung aufweist. Die Einlagen entlasten den Vorfuß bei Druckspitzen, bei Entzündungen und bei anderen Schmerzen. Unsere Vorfußeinlagen sind rutschfest und begleiten Sie in jedem geschlossenen Schuh auf Schritt und Tritt durch den Tag. Das verwendete Silikon ist hautfreundlich, haltbar und pflegeleicht. Die Pedivit 764 Vorfußeinlagen werden paarweise in einer Universalgröße für den rechten und den linken Fuß geliefert.

Indikationen

- Druckentlastung
- Schutz vor Reibung und Reizungen
- Unterstützung des Fußgewölbes

Messpunkte	Größe	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.	1 Paar
	Uni	608 - 764	Freiverkauf	



PEDIVIT 765 - BALLENSCHUTZ

Der Pedivit 765 Ballenschutz ist aus 100% reinem Silikon, das auf Grund seiner viskoelastischen Eigenschaften eine sehr gute Druckentlastung am Ballen ermöglicht. Der Ballenschutz passt sich dem Ballen durch seine anatomische Formgebung an. Das verwendete Silikon ist hautfreundlich, haltbar und pflegeleicht.

Der Pedivit 765 ist transparent und in Universalgröße erhältlich.

Indikationen

- Druckentlastung
- Schutz vor Reibung und Reizungen

Messpunkte	Größe	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.	1 Stück
	Uni	608 - 765	Freiverkauf	



PEDIVIT 766 - MITTELFUßKISSEN MIT RING

Die Pedivit 766 Mittelfußkissen mit Ring sind aus 100% reinem Silikon, das auf Grund seiner viskoelastischen Eigenschaften eine sehr gute Stoßabsorbierung ermöglicht. Die Mittelfußkissen entlasten den Vorderfuß bei Druckspitzen, bei Entzündungen und bei anderen Schmerzen. Das Pedivit 766 Mittelfußkissen kann mit dem Ring am Zeh fixiert werden. Unsere Mittelfußkissen mit Ring sind rutschfest und begleiten Sie auf Schritt und Tritt durch den Tag. Das verwendete Silikon ist hautfreundlich, haltbar und pflegeleicht.

Die Pedivit 766 Mittelfußkissen mit Ring werden paarweise in einer Universalgröße für den rechten und den linken Fuß geliefert.

Indikationen

- Druckentlastung
- Schutz vor Reibung und Reizungen
- Unterstützung des Fußgewölbes

Messpunkte	Größe	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.	1 Paar
	Uni	608 - 766	Freiverkauf	



PEDIVIT 767 - MITTELFUßKISSEN MIT SEPARATOR

Die Pedivit 767 Mittelfußkissen mit Separator sind aus 100% reinem Silikon, das auf Grund seiner viskoelastischen Eigenschaften eine sehr gute Stoßabsorbierung ermöglicht. Die Mittelfußkissen entlasten den Vorderfuß bei Druckspitzen, bei Entzündungen und bei anderen Schmerzen. Unsere Vorfußeinlagen sind rutschfest und begleiten Sie in jedem geschlossenen Schuh auf Schritt und Tritt durch den Tag. Das verwendete Silikon ist hautfreundlich, haltbar und pflegeleicht. Die Pedivit 767 Mittelfußkissen mit Separator werden paarweise in einer Universalgröße für den rechten und den linken Fuß geliefert.

Indikationen

- Druckentlastung
- Schutz vor Reibung und Reizungen
- Unterstützung des Fußgewölbes

Messpunkte	Größe	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.	1 Paar
	Uni	608 - 767	Freiverkauf	



PEDIVIT 768 - MITTELFUßKISSEN FÜR FLIP-FLOPS

Die Pedivit 768 Mittelfußkissen für Flip-Flops sind aus 100% reinem Silikon, das auf Grund seiner viskoelastischen Eigenschaften eine sehr gute Stoßabsorbierung ermöglicht. Die Mittelfußkissen entlasten den Vorderfuß bei Druckspitzen, bei Entzündungen und bei anderen Schmerzen. Unsere Vorderfüßeinlagen sind rutschfest und begleiten Sie auf Schritt und Tritt durch den Tag. Das verwendete Silikon ist hautfreundlich, haltbar und pflegeleicht.

Die Pedivit 768 für Flip-Flops werden paarweise in einer Universalgröße für den rechten und den linken Fuß geliefert.

Indikationen

- Druckentlastung
- Schutz vor Reibung und Reizungen
- Unterstützung des Fußgewölbes

Messpunkte	Größe	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.	1 Paar
	Uni	608 - 768	Freiverkauf	



PEDIVIT 769 - HALLUX VALGUS

Die Zehenspreizer aus weichem hautfreundlichem Silikon passen sich den Zehen optimal an und unterstützen die korrekte Ausrichtung der Großzehen. Schmerzen bei Ballendeformierungen werden reduziert.

Indikationen

- Hallux Valgus
- Vorbeugung vor übereinander stehenden Zehen
- Postoperativ nach Zehenkorrektur


Messpunkte	Größe	Schuhgröße	Artikel-Nr.	Hilfsmittel-Nr.	1 Stück
	S	35 - 38	608 - 710 - 1	Freiverkauf	
	M	38 - 44	608 - 710 - 2		
	L	45 - 47	608 - 710 - 3		





LIPOSUCTION (KOMPRESSIONSBEKLEIDUNG)

Lipovit Face 112



Lipovit Face
Bandage 120




Lipovit bolero corset 230



Lipovit shirred bra 231



Lipovit bra 232



Indikationen:

Katalogseite
Konservativ
Postoperativ
Nach Fettabsaugung
Brustverkleinerung/-vergrößerung
Bauchdeckenstraffung

58



58



59



59



60



Lipovit breast bandage 233



Lipovit sleeve 234



Lipovit jacket corset 235



Lipovit body
corset 460



Lipovit body
corset 461



Indikationen:

Katalogseite
Konservativ
Postoperativ
Nach Fettabsaugung
Brustverkleinerung/-vergrößerung
Bauchdeckenstraffung

60



61



61



62



62



Lipovit body
corset 463



Lipovit body
corset 465




Lipovit body
corset 466



Lipovit body
corset 470



Lipovit panty corset 471



Lipovit vest corset 474



Lipovit capri
corset 472



Indikationen:

Katalogseite
Konservativ
Postoperativ
Nach Fettabsaugung
Bauchdeckenstraffung

63



63



64



64



65



65



66






LIPOSUCTION (KOMPRESSIONSBEKLEIDUNG)

Lipovit capri short 473




67

Lipovit Short Corset 475



68

Lipovit Women Suit 462




69

Lipovit Body Corset Capri 464



69

Lipovit leggings 540



70

Indikationen:

Katalogseite


Konservativ

Postoperativ

Nach Fettabsaugung

Bauchdeckenstraffung

Lipovit capri leggings 541



71

Lipovit short leggings 542



72

Lipovit capri comfort 543



73

Lipovit leggings comfort 544



73

Lipovit capri lateral 545



74

Lipovit short lateral 546



75

Indikationen:

Katalogseite

Konservativ

Postoperativ

Nach Fettabsaugung

Bauchdeckenstraffung

LIPOVIT FACE 112

Unsere Orpedo Lipovit Gesichtsmaske wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung (Liposuktion) im Hals- und Kinn-Bereich entwickelt. Außerdem kann die Lipovit Face 112 nach Operationen im Bereich - Hals, Kinn, Wangen zum Beispiel nach Unfällen getragen werden. Die Orpedo Gesichtsmaske kann im Nackenbereich und auf dem Kopf mit einem Qualitätsklettverschluss individuell eingestellt werden. Durch ihre ergonomische Formgebung passt sich die Gesichtsmaske ideal den Konturen des Kopfes an und hilft das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Nach ästhetischen Eingriffen an Gesicht, Hals und Kinn
- Nach Ohrenkorrekturen
- Nach Unfällen

Messpunkte	Größe	Halsumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S - M	24 - 35 cm	112 - 101 - 1	112 - 102 - 1
	L - XL	34 - 46 cm	112 - 101 - 2	112 - 102 - 2



Wahlweise in beige
oder schwarz



LIPOVIT FACE BANDAGE 120

Unsere Orpedo Lipovit Gesichtsbandage wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung (Liposuktion) oder nach Unfalloperationen im Ohren- und Kinn-Bereich entwickelt. Die Orpedo Gesichtsmaske wird mit einem Klettverschluss fixiert. Ein zusätzliches Band unterstützt die richtige Positionierung am Kopf. Die Gesichtsbandage passt sich ideal den Konturen des Kopfes an und hilft das Ergebnis der Operation sicher zu stellen. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Nach Eingriffen am Kinn
- Nach Ohranlegeplastik (Otopexie)
- Nach Ohrrekonstruktion (Otoplastik)
- Nach Unfällen

Messpunkte	Größe	Artikel-Nr.
	Universal	120-100



Nur in beige

LIPOVIT BOLERO CORSET 230

Unser Lipovit Bolero Corset 230 wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung (Liposuktion) an Oberarmen und Rücken entwickelt. Das Kompressionskorsett mit Ärmeln wird vorn mit einem Reißverschluss verschlossen. Für eine einfachere Handhabung ist dieser Reißverschluss zusätzlich mit 3 Haken unterlegt. Die unterfütterte Verschlussleiste gewährleistet einen hohen Tragekomfort.

Der Armabschluss oberhalb des Ellenbogens ist aus einem 2 cm breiten Spitzenband gefertigt. Das untere elastische Abschlussband mit einer Breite von 3,5 cm ermöglicht zusätzlichen Halt und Tragekomfort. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Nach Fettabsaugung (Liposuktion) an Oberarm und Rücken
- Nach Oberarmstraffung (Brachioplastik)
- Nach Mammaplastik
- Nach Bruststraffung (Mastopexie)

Messpunkte	Größe	Unterbrustumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	67 - 72 cm	230 - 101 - 1	230 - 102 - 1
	M	73 - 79 cm	230 - 101 - 2	230 - 102 - 2
	L	80 - 88 cm	230 - 101 - 3	230 - 102 - 3
	XL	89 - 97 cm	230 - 101 - 4	230 - 102 - 4
	XXL	98 - 106 cm	230 - 101 - 5	230 - 102 - 5
	XXXL	107 - 115 cm	230 - 101 - 6	230 - 102 - 6



LYCRA
ONLY BY ORPEDO



Wahlweise in beige
oder schwarz



LIPOVIT SHIRRED BRA 231

Unser Lipovit Shirred Bra 231 wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie zum Beispiel Brustverkleinerung oder -vergrößerung (Mammaplastik) oder Bruststraffung (Mastopexie) entwickelt. Der lässt sich an der Vorderseite mit Haken in drei Reihen zur Anpassung der Kompression verschließen. Die unterfütterte Verschlussleiste gewährleistet einen hohen Tragekomfort und hilft das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Die breiten Träger mit Doppel-Hakenverschluss sind in 3 Positionen verstellbar, geben sicheren Halt und entlasten. Das besonders weiche und elastische Abschlussband mit einer Breite von 3,5 cm ermöglicht zusätzlichen Halt und Tragekomfort. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Brustverkleinerung oder -vergrößerung (Mammaplastik)
- Postoperativ
- Bruststraffung (Mastopexie)

Messpunkte	Größe	Unterbrustumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	67 - 72 cm	231 - 102 - 1	231 - 103 - 1
	M	73 - 79 cm	231 - 102 - 2	231 - 103 - 2
	L	80 - 88 cm	231 - 102 - 3	231 - 103 - 3
	XL	89 - 97 cm	231 - 102 - 4	231 - 103 - 4
	XXL	98 - 106 cm	231 - 102 - 5	231 - 103 - 5
	XXXL	107 - 115 cm	231 - 102 - 6	231 - 103 - 6



Einstellbar



Wahlweise in beige
oder schwarz



LIPOVIT BRA 232

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff entwickelt. Der Orpedo Kompressions-BH 232 lässt sich an der Vorderseite mit einem Qualitätsreißverschluss schließen. Die unterfütterte Verschlussleiste garantiert einen hohen Tragekomfort und hilft, das Ergebnis der Operation sicherzustellen.

Der Reißverschluss wurde für ein leichteres Verschließen zusätzlich mit einem Haken unterlegt. Die breiten Träger mit Doppel-Hakenverschluss sind in drei Positionen verstellbar, geben sicheren Halt und entlasten. Das untere elastische Abschlussband mit einer Breite von 3,5cm garantiert zusätzlichen Halt und Tragekomfort.

Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.



Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Brustverkleinerung
oder -vergrößerung (Mammaplastik)
- Bruststraffung (Mastopexie)

Messpunkte	Größe	Unterbrustumumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	67 - 72 cm	232 - 103 - 1	232 - 104 - 1
	M	73 - 79 cm	232 - 103 - 2	232 - 104 - 2
	L	80 - 88 cm	232 - 103 - 3	232 - 104 - 3
	XL	89 - 97 cm	232 - 103 - 4	232 - 104 - 4
	XXL	98 - 106 cm	232 - 103 - 5	232 - 104 - 5
	XXXL	107 - 115 cm	232 - 103 - 6	232 - 104 - 6



Wahlweise in beige
oder schwarz



LIPOVIT BREAST BANDAGE 233


Der Orpedo 'Stuttgarter' Brustgürtel stellt allein oder im Zusammenwirken mit einem (Kompressions-) BH eine anatomische und individuelle Fixierung bzw. Stabilisierung der Brustimplantate sicher. Das Implantat-Stabilisierungsband lässt sich mit einem Klettverschluss individuell an den Körper anpassen. Das Material ist atmungsaktiv, leicht und angenehm weich.

Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ



Messpunkte	Größe	Artikel-Nr.
	Universal	233-103



Nur in beige

LIPOVIT SLEEVE 234

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung (Liposuktion) an den Oberarmen, entwickelt. Das Orpedo Armkorsett wird hinten mit dreifach verstellbaren Qualitätshaken verschlossen. Die unterfütterte Verschlussleiste garantiert einen hohen Tragekomfort und hilft, das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Fettabsaugung (Liposuktion) an den Oberarmen



Wahlweise in beige oder schwarz



Messpunkte	Größe	Oberarmumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	23 - 26 cm	234 - 105 - 1	234 - 106 - 1
	M	27 - 29 cm	234 - 105 - 2	234 - 106 - 2
	L	29 - 33 cm	234 - 105 - 3	234 - 106 - 3
	XL	33 - 37 cm	234 - 105 - 4	234 - 106 - 4
	XXL	37 - 41 cm	234 - 105 - 5	234 - 106 - 5

LIPOVIT JACKET CORSET 235

Unser Orpedo Lipovit Jacket Corset 235 wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung (Liposuktion) an den Oberarmen oder am Rücken entwickelt.

Die Orpedo Kompressionsjacke wird vorn mit einem Qualitätsreißverschluss verschlossen. Für eine einfachere Handhabung beim Schließen ist dieser Reißverschluss zusätzlich mit 3 Haken unterlegt. Die unterfütterte Verschlussleiste garantiert einen hohen Tragekomfort und hilft, das Ergebnis der Operation sicherzustellen.

Der Armabschluss oberhalb des Ellenbogens ist aus einem 2 cm breiten Spitzenband gefertigt. Das untere elastische Abschlussband mit einer Breite von 3,5cm garantiert zusätzlichen Halt und Tragekomfort. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Oberarmen und Rücken
- Brustverkleinerung und -vergrößerung (Mammaplastik)
- Bruststraffung (Mastopexie)



Messpunkte	Größe	Unterbrustumumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	67 - 72 cm	235 - 101 - 1	235 - 102 - 1
	M	73 - 79 cm	235 - 101 - 2	235 - 102 - 2
	L	80 - 88 cm	235 - 101 - 3	235 - 102 - 3
	XL	89 - 97 cm	235 - 101 - 4	235 - 102 - 4
	XXL	98 - 106 cm	235 - 101 - 5	235 - 102 - 5
	XXXL	107 - 115 cm	235 - 101 - 6	235 - 102 - 6

LIPOVIT BODY CORSET 460

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung an der Taille, Hüfte, Bauch und Rücken, entwickelt. Der Orpedo Kompressionsbody 460 lässt sich an Vorderseite mit einem Qualitätsreißverschluss schließen. Die unterfütterte Verschlussleiste garantiert einen hohen Tragekomfort und hilft das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Der Reißverschluss wurde für das einfachere Verschließen zusätzlich mit mehreren Haken unterlegt. Die breiten Träger mit Doppel-Hakenverschluss sind in drei Positionen verstellbar, geben sicheren Halt und entlasten. Für einen angenehmen und täglichen Gebrauch ist der Schritt mit drei Haken verschließbar und dreifach verstellbar. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte, Bauch und Rücken
- Brustverkleinerung und -vergrößerung (Mammoplastik)
- Bruststraffung (Mastopexie)

Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	60 - 65 cm	460 - 101 - 1	460 - 102 - 1
	M	65 - 75 cm	460 - 101 - 2	460 - 102 - 2
	L	75 - 85 cm	460 - 101 - 3	460 - 102 - 3
	XL	85 - 95 cm	460 - 101 - 4	460 - 102 - 4
	XXL	95 - 105 cm	460 - 101 - 5	460 - 102 - 5
	XXXL	105 - 120 cm	460 - 101 - 6	460 - 102 - 6



Wahlweise in beige
oder schwarz




LIPOVIT BODY CORSET 461

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung an der Taille, Hüfte, Bauch, Oberarmen und Rücken, entwickelt. Der Orpedo Kompressionsbody 461 lässt sich an Vorderseite mit einem Qualitätsreißverschluss schließen. Die unterfütterte Verschlussleiste garantiert einen hohen Tragekomfort und hilft das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Der Reißverschluss wurde für das einfachere Verschließen zusätzlich mit mehreren Haken unterlegt. Für eine Liposuktion an den Oberarmen ist dieser Kompressionsbody zusätzlich mit Ärmeln bis zum Ellenbogen ausgestattet. Für einen angenehmen und täglichen Gebrauch ist der Schritt mit drei Haken verschließbar und dreifach verstellbar. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Abdominalplastik
- Liposuktion am Oberkörper
- Mammoplastik
- Mastopexie

Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	60 - 65 cm	461 - 102 - 1	461 - 103 - 1
	M	65 - 75 cm	461 - 102 - 2	461 - 103 - 2
	L	75 - 85 cm	461 - 102 - 3	461 - 103 - 3
	XL	85 - 95 cm	461 - 102 - 4	461 - 103 - 4
	XXL	95 - 105 cm	461 - 102 - 5	461 - 103 - 5
	XXXL	105 - 120 cm	461 - 102 - 6	461 - 103 - 6



Wahlweise in beige
oder schwarz



LIPOVIT BODY CORSET 463 HERREN

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung an der Taille, Hüfte, Bauch und Rücken, entwickelt. Der Orpedo Kompressionsbody 463 für Herren lässt sich an der Vorderseite mit einem Qualitätsreißverschluss schließen. Die unterfütterte Verschlussleiste garantiert einen hohen Tragekomfort und hilft das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Der Reißverschluss wurde für das einfachere Verschließen zusätzlich mit mehreren Haken unterlegt. Die extra breiten Träger mit Hakenverschluss sind in drei Positionen verstellbar, geben sicheren Halt und entlasten. Für einen angenehmen und täglichen Gebrauch ist der Schritt mit Haken verschließbar und dreifach verstellbar. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Fettabsaugung (Liposuktion)

Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	92 - 96 cm	463 - 201 - 1	463 - 202 - 1
	M	96 - 102 cm	463 - 201 - 2	463 - 202 - 2
	L	102 - 110 cm	463 - 201 - 3	463 - 202 - 3
	XL	110 - 118 cm	463 - 201 - 4	463 - 202 - 4
	XXL	118 - 126 cm	463 - 201 - 5	463 - 202 - 5
	XXXL	126 - 135 cm	463 - 201 - 6	463 - 202 - 6



Wahlweise in beige oder schwarz



LIPOVIT BODY CORSET 465 HERREN

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung an Taille, Hüfte, Bauch und Rücken entwickelt. Der Orpedo Kompressionsbody 465 für Herren mit Bein lässt sich an der Vorderseite mit einem Reißverschluss schließen. Der Reißverschluss wurde für das einfachere Verschließen zusätzlich mit mehreren Haken unterlegt. Er ist im Hüftbereich umlaufend verstärkt und die extra breiten Träger mit Hakenverschluss sind in 3 Positionen verstellbar, geben sicheren Halt und entlasten. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte, Bauch, Oberarmen und Rücken
- Gynäkomastie

Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	92 - 96 cm	465 - 201 - 1	465 - 202 - 1
	M	96 - 102 cm	465 - 201 - 2	465 - 202 - 2
	L	102 - 110 cm	465 - 201 - 3	465 - 202 - 3
	XL	110 - 118 cm	465 - 201 - 4	465 - 202 - 4
	XXL	118 - 126 cm	465 - 201 - 5	465 - 202 - 5
	XXXL	126 - 135 cm	465 - 201 - 6	465 - 202 - 6



Wahlweise in beige oder schwarz



LIPOVIT BODY CORSET 466

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung an Taille, Hüfte, Bauch und Rücken entwickelt. Der Orpedo Kompressionsbody 466 für Herren lässt sich an der Vorderseite mit einem Qualitäts-reißverschluss schließen. Die unterfütterte Verschlussleiste garantiert einen hohen Tragekomfort und hilft das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Der Reißverschluss wurde für das einfachere Verschließen zusätzlich mit mehreren Haken unterlegt. Die extra breiten Träger mit Hakenverschluss sind in 3 Positionen verstellbar, geben sicheren Halt und entlasten. Für einen angenehmen und täglichen Gebrauch ist der Schritt mit Haken verschließbar und dreifach verstellbar. Unser Orpedo Kompressionsbody für Herren ist in 6 Größen erhältlich.

Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Gynäkomastie
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte, Bauch, Oberarmen und Rücken

Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	92 - 96 cm	466 - 201 - 1	466 - 202 - 1
	M	96 - 102 cm	466 - 201 - 2	466 - 202 - 2
	L	102 - 110 cm	466 - 201 - 3	466 - 202 - 3
	XL	110 - 118 cm	466 - 201 - 4	466 - 202 - 4
	XXL	118 - 126 cm	466 - 201 - 5	466 - 202 - 5
	XXXL	126 - 135 cm	466 - 201 - 6	466 - 202 - 6



NEU



Wahlweise in beige
oder schwarz




LIPOVIT BODY CORSET 470

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte und Bauch, entwickelt. Die Orpedo Kompressionshose wird mit Qualitätshäkchen verschlossen. Die unterfütterte und dreifach verstellbare Verschlussleiste garantiert einen hohen Tragekomfort und hilft das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Der obere Abschluss ist für ein angenehmeres Tragegefühl mit einem 2 cm breiten Komfortband abgedeckt. Auf Wunsch lässt sich der Tragekomfort durch die dem Produkt extra beigelegten Träger anpassen. Die Träger lassen sich einfach einhängen und verstellen. Für einen angenehmen und täglichen Gebrauch ist der Schritt mit drei Haken verschließbar und dreifach verstellbar. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen:

- Konservativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Postoperativ
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte, Bauch und Rücken

Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	60 - 65 cm	470 - 101 - 1	470 - 102 - 1
	M	65 - 75 cm	470 - 101 - 2	470 - 102 - 2
	L	75 - 85 cm	470 - 101 - 3	470 - 102 - 3
	XL	85 - 95 cm	470 - 101 - 4	470 - 102 - 4
	XXL	95 - 105 cm	470 - 101 - 5	470 - 102 - 5
	XXXL	105 - 120 cm	470 - 101 - 6	470 - 102 - 6



Wahlweise in beige
oder schwarz




LIPOVIT PANTY CORSET 471

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte und Bauch, entwickelt. Die Orpedo Kompressionshose mit Trägern lässt sich an der Vorderseite mit einem Qualitätsreißverschluss schließen. Die unterfütterte Verschlussleiste garantiert einen hohen Tragekomfort und hilft, das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Der obere Abschluss ist für ein angenehmeres Tragegefühl mit einem 2 cm breiten Komfortband abgedeckt. Auf Wunsch lässt sich der Tragekomfort durch die dem Produkt extra beigelegten Trägern anpassen. Die Träger lassen sich einfach einhängen und verstellen. Für ein angenehmes Tragen und den täglichen Gebrauch ist der Schritt mit drei Haken verschließbar und dreifach verstellbar. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen:

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte und Bauch

Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	60 - 65 cm	471 - 101 - 1	471 - 102 - 1
	M	65 - 75 cm	471 - 101 - 2	471 - 102 - 2
	L	75 - 85 cm	471 - 101 - 3	471 - 102 - 3
	XL	85 - 95 cm	471 - 101 - 4	471 - 102 - 4
	XXL	95 - 105 cm	471 - 101 - 5	471 - 102 - 5
	XXXL	105 - 120 cm	471 - 101 - 6	471 - 102 - 6



Wahlweise in beige
oder schwarz




LIPOVIT VEST CORSET 474 HERREN

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung an Taille, Hüfte, Bauch und Rücken, entwickelt. Die Orpedo Kompressionsweste für Herren lässt sich an der Vorderseite mit einem Qualitätsreißverschluss schließen. Die unterfütterte Verschlussleiste garantiert einen hohen Tragekomfort und hilft das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Der Reißverschluss wurde für das einfachere Verschließen zusätzlich mit mehreren Haken unterlegt. Die extra breiten Träger geben sicheren Halt und entlasten. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte, Bauch und Rücken

Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	92 - 96 cm	474 - 201 - 1	474 - 202 - 1
	M	96 - 102 cm	474 - 201 - 2	474 - 202 - 2
	L	102 - 110 cm	474 - 201 - 3	474 - 202 - 3
	XL	110 - 118 cm	474 - 201 - 4	474 - 202 - 4
	XXL	118 - 126 cm	474 - 201 - 5	474 - 202 - 5
	XXXL	126 - 135 cm	474 - 201 - 6	474 - 202 - 6



Wahlweise in beige
oder schwarz



LIPOVIT CAPRI CORSET 472


Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel, entwickelt. Die Orpedo Kompressionshose Capri lässt sich an beiden Seiten mit einem Qualitätsreißverschluss schließen. Für ein leichtes Schließen wurden die Reißverschlüsse mit mehreren Haken unterlegt. Die unterfütterten Verschlussleisten garantieren einen hohen Tragekomfort und helfen, das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Die Bauchpartie ist doppelt verstärkt und die Rückenpartie erhöht. Auf Wunsch lässt sich der Tragekomfort durch leicht verstellbare Träger anpassen. Für ein angenehmes Tragen und den täglichen Gebrauch ist der Schritt offen. Die Hosenbeine reichen bis über das Knie und sind für einen besseren Sitz mit einem 6 cm breiten Spitzen-Sensitiv-Haftband versehen. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel



Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	60 - 65 cm	472 - 101 - 1	472 - 102 - 1
	M	65 - 75 cm	472 - 101 - 2	472 - 102 - 2
	L	75 - 85 cm	472 - 101 - 3	472 - 102 - 3
	XL	85 - 95 cm	472 - 101 - 4	472 - 102 - 4
	XXL	95 - 105 cm	472 - 101 - 5	472 - 102 - 5
	XXXL	105 - 120 cm	472 - 101 - 6	472 - 102 - 6



Wahlweise in beige
oder schwarz



LIPOVIT SHORT CORSET 473

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel, entwickelt. Die Orpedo Kompressionshose 473 lässt sich an beiden Seiten mit einem Qualitätsreißverschluss schließen. Für ein leichtes Schließen wurden die Reißverschlüsse mit mehreren Haken unterlegt. Die unterfütterten Verschlussleisten garantieren einen hohen Tragekomfort und helfen, das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Die Bauchpartie ist doppelt verstärkt und die Rückenpartie erhöht. Auf Wunsch lässt sich der Tragekomfort durch leicht verstellbare Träger anpassen. Für ein angenehmes Tragen und den täglichen Gebrauch ist der Schritt offen. Die Hosenbeine enden oberhalb der Knie und sind für einen besseren Sitz mit einem 6 cm breiten Spitzen-Sensitiv-Haftband versehen. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel



Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	60 - 65 cm	473 - 103 - 1	473 - 104 - 1
	M	65 - 75 cm	473 - 103 - 2	473 - 104 - 2
	L	75 - 85 cm	473 - 103 - 3	473 - 104 - 3
	XL	85 - 95 cm	473 - 103 - 4	473 - 104 - 4
	XXL	95 - 105 cm	473 - 103 - 5	473 - 104 - 5
	XXXL	105 - 120 cm	473 - 103 - 6	473 - 104 - 6



Wahlweise in beige
oder schwarz



LIPOVIT SHORT CORSET 475



Unser Orpedo Lipovit Short Corset 475 wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fetttransfer am Gesäß oder Fettabsaugung (Liposuktion) an der Taille, Hüfte, Bauch und Oberschenkel entwickelt.

Das Short Corset 475 lässt sich an der Vorderseite mit dreifach verstellbaren Qualitätshaken schließen. Die unterfütterten Verschlussleisten garantieren einen hohen Tragekomfort und helfen, das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Auf der Vorderseite ist das Short Corset nach oben hin leicht eingesäumt und endet kurz unterhalb des Brustbereichs. Der Rückenbereich ist etwas höher gearbeitet.

Die Träger lassen sich einfach einhängen und verstellen. Für ein angenehmes Tragen und den täglichen Gebrauch ist der Schritt offen. Die Hosenbeine enden oberhalb der Knie und sind für einen besseren Sitz mit einem 6 cm breiten Spitzen-Sensitiv-Haftband versehen.

Das innovative Gestrick schmeichelt der Haut und bietet eine effektive Kompression. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte, Bauch und Oberschenkel
- Fetttransfer am Gesäß



Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	60 - 65 cm	475 - 101 - 1	475 - 102 - 1
	M	65 - 75 cm	475 - 101 - 2	475 - 102 - 2
	L	75 - 85 cm	475 - 101 - 3	475 - 102 - 3
	XL	85 - 95 cm	475 - 101 - 4	475 - 102 - 4
	XXL	95 - 105 cm	475 - 101 - 5	475 - 102 - 5
	XXXL	105 - 120 cm	475 - 101 - 6	475 - 102 - 6

Wahlweise in beige
oder schwarz



LIPOVIT WOMEN SUIT 462

LIPOVIT BODY CORSET CAPRI 464

NEU

Unser Orpedo Lipovit Woman Suit 462 wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung am gesamten Oberkörper sowie am Gesäß entwickelt. Der Orpedo Kompressionsanzug 462 lässt sich an der Vorderseite mit einem Qualitätsreißverschluss schließen. Die unterfütterte Verschlussleiste garantiert einen hohen Tragekomfort und hilft das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Der Reißverschluss wurde für das einfachere Öffnen und Schließen zusätzlich mit mehreren Haken unterlegt. Für eine Liposuktion an den Oberarmen ist dieser Kompressionsbody zusätzlich mit Ärmeln bis über den Ellenbogen ausgestattet. Für ein angenehmes Tragen und den täglichen Gebrauch ist der Schritt offen. Die Hosenbeine enden unterhalb der Knie und sind für einen besseren Sitz mit einem 6 cm breiten Spitzen-Sensitiv-Haftband versehen.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung
- Fettabsaugung an Oberarmen, Taille, Hüfte, Bauch, Oberschenkel, Rücken und Gesäß
- Brustverkleinerung und -vergrößerung (Mammaplastik)
- Bruststraffung (Mastopexie)

LYCRA[®]
ONLY BY ORPEDO

NEU

Unser Orpedo Lipovit Body Corset Capri 464 besitzt im Unterschied zum Lipovit Women Suit 462 für ein angenehmes Tragen breite Träger mit Doppel-Hakenverschluss, die in 3 Positionen verstellbar sind und einen sicheren Halt bieten.

Beide Lipovit Produkte sind wahlweise in schwarz oder beige erhältlich und 100% latexfrei. Das innovative Gestrick schmeichelt der Haut und bietet eine effektive Kompression. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Wahlweise in beige
oder schwarz




Messpunkte	Größe	Hüftumfang	462 - Artikel-Nr. Schwarz	462 - Artikel-Nr. Beige	464 - Artikel-Nr. Schwarz	464 - Artikel-Nr. Beige
	S	60 - 65 cm	462 - 101 - 1	462 - 102 - 1	464 - 101 - 1	464 - 102 - 1
	M	65 - 75 cm	462 - 101 - 2	462 - 102 - 2	464 - 101 - 2	464 - 102 - 2
	L	75 - 85 cm	462 - 101 - 3	462 - 102 - 3	464 - 101 - 3	464 - 102 - 3
	XL	85 - 95 cm	462 - 101 - 4	462 - 102 - 4	464 - 101 - 4	464 - 102 - 4
	XXL	95 - 105 cm	462 - 101 - 5	462 - 102 - 5	464 - 101 - 5	464 - 102 - 5
	XXXL	105 - 120 cm	462 - 101 - 6	462 - 102 - 6	464 - 101 - 6	464 - 102 - 6


LIPOVIT LEGGINGS 540

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel, entwickelt. Die Orpedo Kompressionshose lang lässt sich an der Vorderseite mit dreifach verstellbaren Qualitäts-haken schließen. Die unterfütterten Verschlussleisten garantieren einen hohen Tragekomfort und helfen, das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Auf Wunsch lässt sich der Tragekomfort durch die dem Produkt extra beigelegten Träger anpassen. Die Träger lassen sich einfach einhängen und verstellen. Für ein angenehmes Tragen und den täglichen Gebrauch ist der Schritt offen. Die Hosenbeine reichen bis über die Wade und sind für einen besseren Sitz mit einem 6 cm breiten Spitzen-Sensitiv-Haftband versehen. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel



Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	60 - 65 cm	540 - 101 - 1	540 - 102 - 1
	M	65 - 75 cm	540 - 101 - 2	540 - 102 - 2
	L	75 - 85 cm	540 - 101 - 3	540 - 102 - 3
	XL	85 - 95 cm	540 - 101 - 4	540 - 102 - 4
	XXL	95 - 105 cm	540 - 101 - 5	540 - 102 - 5
	XXXL	105 - 120 cm	540 - 101 - 6	540 - 102 - 6

Wahlweise in beige
oder schwarz




LIPOVIT CAPRI LEGGINGS 541

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel, entwickelt. Die Orpedo Kompressionshose Capri lässt sich an der Vorderseite mit dreifach verstellbaren Qualitätshaken schließen. Die unterfütterten Verschlussleisten garantieren einen hohen Tragekomfort und helfen, das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Auf Wunsch lässt sich der Tragekomfort durch die dem Produkt extra beigelegten Träger anpassen. Die Träger lassen sich einfach einhängen und verstellen. Für ein angenehmes Tragen und den täglichen Gebrauch ist der Schritt offen. Die Hosenbeine reichen bis über das Knie und sind für einen besseren Sitz mit einem 6 cm breiten Spitzen-Sensitiv-Haftband versehen. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel



Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	60 - 65 cm	541 - 102 - 1	541 - 103 - 1
	M	65 - 75 cm	541 - 102 - 2	541 - 103 - 2
	L	75 - 85 cm	541 - 102 - 3	541 - 103 - 3
	XL	85 - 95 cm	541 - 102 - 4	541 - 103 - 4
	XXL	95 - 105 cm	541 - 102 - 5	541 - 103 - 5
	XXXL	105 - 120 cm	541 - 102 - 6	541 - 103 - 6

Wahlweise in beige
oder schwarz



LIPOVIT SHORT LEGGINGS 542

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel, entwickelt. Die Orpedo Kompressionshose kurz lässt sich an der Vorderseite mit dreifach verstellbaren Qualitäts-haken schließen. Die unterfütterten Verschlussleisten garantieren einen hohen Tragekomfort und helfen, das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Auf Wunsch lässt sich der Tragekomfort durch die dem Produkt extra beigelegten Träger anpassen. Die Träger lassen sich einfach einhängen und verstellen. Für ein angenehmes Tragen und den täglichen Gebrauch ist der Schritt offen. Die Hosenbeine enden oberhalb der Knie und sind für einen besseren Sitz mit einem 6 cm breiten Spitzen-Sensitiv-Haftband versehen. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel



Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	60 - 65 cm	542 - 103 - 1	542 - 104 - 1
	M	65 - 75 cm	542 - 103 - 2	542 - 104 - 2
	L	75 - 85 cm	542 - 103 - 3	542 - 104 - 3
	XL	85 - 95 cm	542 - 103 - 4	542 - 104 - 4
	XXL	95 - 105 cm	542 - 103 - 5	542 - 104 - 5
	XXXL	105 - 120 cm	542 - 103 - 6	542 - 104 - 6

Wahlweise in beige
oder schwarz



LIPOVIT CAPRI COMFORT 543


LIPOVIT LEGGINGS COMFORT 544



Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel, entwickelt. Die Orpedo Kompressionshose Capri lässt sich an der Vorderseite mit dreifach verstellbaren Qualitätshaken schließen. Die unterfütterten Verschlussleisten garantieren einen hohen Tragekomfort und helfen, das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Zusätzlich ist die Komfort-Variante mit einer Verstärkung im Bauch-, Rücken-, Gesäß- und Oberschenkel-Bereich ausgestattet. Für ein angenehmes Tragen und den täglichen Gebrauch ist der Schritt offen. Die Hosenbeine reichen bei der Lipovit Capri Comfort 543 zu den Knöcheln und sind für einen besseren Sitz mit einem 6 cm breiten Spitzen-Sensitiv-Haftband versehen.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel



Messpunkte	Größe	Hüftumfang	543 - Artikel-Nr. Schwarz	543 - Artikel-Nr. Beige	544 - Artikel-Nr. Schwarz	544 - Artikel-Nr. Beige
	S	60 - 65 cm	543 - 104 - 1	543 - 105 - 1	544 - 105 - 1	544 - 106 - 1
	M	65 - 75 cm	543 - 104 - 2	543 - 105 - 2	544 - 105 - 2	544 - 106 - 2
	L	75 - 85 cm	543 - 104 - 3	543 - 105 - 3	544 - 105 - 3	544 - 106 - 3
	XL	85 - 95 cm	543 - 104 - 4	543 - 105 - 4	544 - 105 - 4	544 - 106 - 4
	XXL	95 - 105 cm	543 - 104 - 5	543 - 105 - 5	544 - 105 - 5	544 - 106 - 5
	XXXL	105 - 120 cm	543 - 104 - 6	543 - 105 - 6	544 - 105 - 6	544 - 106 - 6

Wahlweise in beige oder schwarz



LIPOVIT CAPRI LATERAL 545

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel entwickelt. Die Orpedo Kompressionshose Capri lässt sich an beiden Seiten mit einem Qualitätsreißverschluss schließen. Für ein leichtes Schließen wurden die Reißverschlüsse mit mehreren Haken unterlegt. Die unterfütterten Verschlussleisten garantieren einen hohen Tragekomfort und helfen, das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Zusätzlich ist der Bauchbereich extra verstärkt. Für ein angenehmes Tragen und den täglichen Gebrauch ist der Schritt offen. Die Hosenbeine reichen bis über das Knie und sind für einen besseren Sitz mit einem 6 cm breiten Spitzen-Sensitiv-Haftband versehen. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel



Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	60 - 65 cm	545 - 106 - 1	545 - 107 - 1
	M	65 - 75 cm	545 - 106 - 2	545 - 107 - 2
	L	75 - 85 cm	545 - 106 - 3	545 - 107 - 3
	XL	85 - 95 cm	545 - 106 - 4	545 - 107 - 4
	XXL	95 - 105 cm	545 - 106 - 5	545 - 107 - 5
	XXXL	105 - 120 cm	545 - 106 - 6	545 - 107 - 6



Wahlweise in beige
oder schwarz





LIPOVIT SHORT LATERAL 546

Unsere Orpedo Lipovit Kompressionswäsche wurde für die postoperative Pflege nach einem plastisch-ästhetischen Eingriff, wie Fettabsaugung an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel, entwickelt. Die Orpedo Kompressionshose 546 lässt sich an beiden Seiten mit einem Qualitätsreißverschluss schließen. Für ein leichtes Schließen wurden die Reißverschlüsse mit mehreren Haken unterlegt. Die unterfütterten Verschlussleisten garantieren einen hohen Tragekomfort und helfen, das Ergebnis der Operation sicherzustellen. Zusätzlich ist der Bauchbereich extra verstärkt. Für ein angenehmes Tragen und den täglichen Gebrauch ist der Schritt offen. Die Hosenbeine enden oberhalb der Knie und sind für einen besseren Sitz mit einem 6 cm breiten Spitzen-Sensitiv-Haftband versehen. Die Orpedo Lipovit Produkte sind 100 % latexfrei.

Indikationen

- Konservativ
- Postoperativ
- Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)
- Fettabsaugung (Liposuktion) an Taille, Hüfte, Bauch, Gesäß und Oberschenkel



Messpunkte	Größe	Hüftumfang	Artikel-Nr. Schwarz	Artikel-Nr. Beige
	S	60 - 65 cm	546 - 107 - 1	546 - 108 - 1
	M	65 - 75 cm	546 - 107 - 2	546 - 108 - 2
	L	75 - 85 cm	546 - 107 - 3	546 - 108 - 3
	XL	85 - 95 cm	546 - 107 - 4	546 - 108 - 4
	XXL	95 - 105 cm	546 - 107 - 5	546 - 108 - 5
	XXXL	105 - 120 cm	546 - 107 - 6	546 - 108 - 6

Wahlweise in beige
oder schwarz



WUNDSTULPE SILVER

Die Wundstulpe silver ist ein Wundheilschlauchverband mit einem **Silberanteil** und ist für den universellen Einsatz geeignet. Die Stulpe ist ein **nahtlos gestrickter Schlauchverband** mit hoher Längs- und Querelastizität. Silberfäden sind in den Stoff eingearbeitet. Die Wundstulpe silver ist in ihrer Beschaffenheit einzigartig. Die eingearbeiteten Silberfäden fördern die Wundheilung, indem die Blutzirkulation angeregt wird. Die Sauerstoffzufuhr wird ebenfalls erhöht. Silber hat eine **antibakterielle** Wirkung. Die Gefahr der Infektion wird verringert bzw. ganz aufgehoben. Die hohe Elastizität sorgt dafür, dass sie am Kopf, Arm, Bein und Fuß individuell angelegt werden kann. Der Stoff geht nach jeder Dehnung wieder in den Ursprungszustand zurück. Es ist ideal für Unter- und Überzüge, für ruhigstellende Verbände, Extensionsverbände und vieles mehr.

Die Wundstulpe hebt sich von anderen Schlauchverbänden insbesondere durch die **eingearbeiteten Silberfäden** ab. Vorhandene Hautverletzungen oder Hautveränderungen werden wirksam geschützt und in ihrem Heilungsprozess unterstützt.

Indikationen

- Narben
- Dermatitis
- Haut- und Fußekzeme



Anwendungsbereiche



Größe

1 Rolle / ca. 16m

Artikel-Nr.

910-400



Pflegehinweise für Orpedo Bandagen, Orthesen, etc.



Pflegehinweise für Orpedo Cervicalstützen aus Plastazote

Bei Bedarf, bitte mit etwas Seife von Hand reinigen.

Das Material lässt sich ganz einfach mit einem Handtuch trocknen.

Hohe Temperaturen durch eine direkte Sonneneinstrahlung, Heizkörper oder andere Hitzequellen sollte unbedingt vermieden werden.

Pflegehinweise für Orpedo Cervicalstützen

1. Waschen Sie die Cervicalstütze von Hand.
2. Verwenden Sie ausschließlich Fein- bzw. Sportwaschmittel.
3. Verwenden Sie keine Weichspüler.
4. Schleudern Sie die Bandagen nicht.
5. Trocknen Sie die Cervicalstütze an der Luft. Das Trocknen in einem Wäschetrockner oder auf einer Heizung sollten Sie unbedingt vermeiden.

Pflegehinweise für Orpedo Bandagen

1. Waschen Sie die Bandage von Hand oder bei maximal 30°C in der Maschine.
2. Verwenden Sie beim Waschen in der Maschine ein Wäschenetz.
3. Verwenden Sie ausschließlich Fein- bzw. Sportwaschmittel.
4. Verwenden Sie keine Weichspüler.
5. Schleudern Sie die Bandagen nicht.
6. Trocknen Sie die Bandagen an der Luft. Das Trocknen in einem Wäschetrockner oder auf einer Heizung sollten Sie unbedingt vermeiden.

Unser Tipp: Um einen konstanten Kompressionsdruck zu gewährleisten, sollten Sie die Bandagen regelmäßig waschen.

Pflegehinweise für Orpedo Fußbedarf Silikon-Produkte

Bei Bedarf, bitte mit etwas Seife von Hand reinigen.

Das Material lässt sich ganz einfach mit einem Handtuch trocknen und anschließend mit Talkum pudern.

Pflegehinweise für Orpedo Genuvit Pro 311

1. Lösen Sie die Polster und Klettverschlüsse vom Rahmen der Orthese.
2. Schließen Sie unbedingt alle Verschlüsse.
3. Waschen Sie die Textilien der Orthese von Hand oder bei maximal 30°C in der Maschine.
4. Verwenden Sie beim Waschen in der Maschine ein Wäschenetz.
5. Verwenden Sie ausschließlich Fein- bzw. Sportwaschmittel.
6. Verwenden Sie keine Weichspüler.
7. Schleudern Sie die Textilien nicht.
8. Trocknen Sie die Orthesen an der Luft. Das Trocknen in einem Wäschetrockner oder auf einer Heizung sollten Sie unbedingt vermeiden.

Pflegehinweise für Orpedo Orthesen

1. Entfernen Sie vor dem Waschen die eingeschobenen Schienen.
2. Schließen Sie unbedingt alle Verschlüsse.
3. Waschen Sie die Textilien der Orthese von Hand oder bei maximal 30°C in der Maschine.
4. Verwenden Sie beim Waschen in der Maschine ein Wäschenetz.
5. Verwenden Sie ausschließlich Fein- bzw. Sportwaschmittel.
6. Verwenden Sie keine Weichspüler.
7. Schleudern Sie die Textilien nicht.
8. Trocknen Sie die Orthesen an der Luft. Das Trocknen in einem Wäschetrockner oder auf einer Heizung sollten Sie unbedingt vermeiden.

Pflegehinweise für Orpedo Lipovit-Kompressionsbekleidung

1. Schließen Sie bitte alle Verschlüsse der Lipovit Produkte vor dem Waschen.
2. Waschen Sie die Kompressionsbekleidung von Hand oder im Handwaschprogramm in der Maschine.
3. Verwenden Sie beim Waschen in der Maschine ein Wäschenetz.
4. Verwenden Sie ausschließlich Fein- bzw. Sportwaschmittel.
5. Verwenden Sie keine Weichspüler.
6. Schleudern Sie die Kompressionsbekleidung nicht.
7. Trocknen Sie die Kompressionsbekleidung an der Luft. Das Trocknen in einem Wäschetrockner oder auf einer Heizung sollten Sie unbedingt vermeiden.

Unser Tipp: Um einen konstanten Kompressionsdruck zu gewährleisten, sollten Sie die Bandagen regelmäßig waschen.



Orpedo Germany GmbH

Stieffring 2

D-13627 Berlin

Telefon: +49 (30) 88 71 202-00

Telefax: +49 (30) 88 71 202-11

E-mail: info@orpedo.com

www.orpedo.com