Orpedo
created for good life



Produktkatalog

Orthesen & Bandagen




Orpedo
created for good life

Herzlich willkommen bei Orpedo

Starke Partnerschaft – verlässliche Versorgung.

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Versorgungsalltag entscheiden Qualität, Verfügbarkeit und verlässliche Abläufe. Als Hersteller orthopädischer Hilfsmittel unterstützen wir Sanitätshäuser und Kliniken mit einem sorgfältig zusammengestellten Sortiment, praxisgerechten Produkten und unkomplizierten Prozessen.

Dabei stehen vier Vorteile im Mittelpunkt unserer Zusammenarbeit:

1. Geprüfte Qualität
Unsere Produkte erfüllen hohe Qualitätsanforderungen. Wir setzen auf ausgewählte Materialien und durchdachte Produktlösungen. Unsere Produkte verfügen über Hilfsmittelnummern beim GKV.

2. Schnelligkeit als Standard
Optimierte Logistikprozesse ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Lieferung – damit Sie Ihre Kundinnen und Kunden jederzeit bestmöglich versorgen können.

3. Persönliche Erreichbarkeit
Unsere Mitarbeiter sind für Sie direkt erreichbar – für kurze Abstimmungswege, eine unkomplizierte Auftragsabwicklung und schnelle Lösungen bei individuellen Anfragen.

4. Wirtschaftliche Effizienz
Qualität und Wirtschaftlichkeit gehen bei uns Hand in Hand. Attraktive Konditionen und eine einfache Abwicklung unterstützen effiziente Abläufe und eine wirtschaftlich erfolgreiche Zusammenarbeit.

Wir verstehen uns als verlässlicher Partner an Ihrer Seite. Unser Ziel ist es, Ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern und gemeinsam eine hochwertige Versorgung sicherzustellen.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

M. Sabarini

Dr. M. Sabarini
Geschäftsführung



Katalogübersicht

—	**Hals**	**06**
—	**Schulter & Arm**	**12**
—	**Hand**	**24**
—	**Wirbelsäule**	**30**
—	**Knie**	**42**
—	**Knöchel & Fuß**	**50**
—	**Kontakt**	**60**





Art.-Nr.: 108-102



CERVIPOL SOFT 500

Weiche Halsorthese zur HWS-Entlastung mit sanfter Stabilisierung.

Die weiche Halsorthese dient der Entlastung der Halswirbelsäule bei muskulären Beschwerden oder leichten Verletzungen. Sie reduziert mechanische Belastungen, unterstützt eine funktionelle Kopfhaltung und kann Schmerzen lindern. Die Schaumkonstruktion stabilisiert sanft und begrenzt den Bewegungsumfang. Durch die umlaufende Passform mit Kinnabstützung wird die Halswirbelsäule gezielt entlastet. Der Klettverschluss ermöglicht eine einfache Anpassung und sicheren Sitz.

INDIKATION

- Posttraumatische oder postoperative Schmerzen und Beschwerden
- Beschwerden infolge degenerativer, überlastungsbedingter oder insuffizienter muskuloskelettaler Zustände

WIRKUNG / FUNKTION

- Entlastung der Halswirbelsäule
- Reduktion mechanischer Belastungen auf Gewebe
- Unterstützung der funktionellen Kopfhaltung
- Einschränkung des Bewegungsumfangs
- Linderung von Schmerzen und Beschwerden

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Weiche Schaumorthese zur sanften Stabilisierung
- Umlaufende Konstruktion zur vollständigen Umschließung des Halses
- Kinnabstützung zur Entlastung der Halswirbelsäule
- Klettverschluss zur einfachen Handhabung und Anpassung
- Leichtes, flexibles Design zur komfortablen Anwendung

VORTEILE

- Sanfte Stabilisierung bei gleichzeitig hoher Bewegungsfreiheit
- Individuell anpassbar durch Klettverschluss
- Anatomische Passform mit Kinnabstützung
- Leichtes und komfortables Material
- Geeignet für Alltag und Rehabilitation

Höhe	Größe	Halsumfang	Artikelnummer
7 cm	S	25–32 cm	108-102-7-1
7 cm	M	33–41 cm	108-102-7-2
7 cm	L	42–55 cm	108-102-7-3
9 cm	S	25–32 cm	108-102-9-1
9 cm	M	33–41 cm	108-102-9-2
9 cm	L	42–55 cm	108-102-9-3
11 cm	S	25–32 cm	108-102-11-1
11 cm	M	33–41 cm	108-102-11-2
11 cm	L	42–55 cm	108-102-11-3



Material

Hauptmaterialien: Polyurethan (Schaumstoff), Bambus, Polyamid, Elastan
Kunststoffteil: Polyethylen

Hilfsmittel-Nr.:
23.12.03.1015

Farben:

Art.-Nr.: 108-105



CERVIPLAS 111 (Trachea)

Halsorthese zur HWS-Immobilisierung mit integrierter Trachea-Öffnung.

Die Halsorthese dient der Immobilisierung der Halswirbelsäule und unterstützt die Stabilisierung nach Verletzungen oder operativen Eingriffen. Sie hält den Kopf in einer definierten Position, reduziert mechanische Belastungen und unterstützt das Schmerzmanagement sowie die Rehabilitation. Die Konstruktion mit Kinnabstützung sorgt für sicheren Halt, während die zirkuläre Passform eine effektive Bewegungseinschränkung gewährleistet. Eine integrierte Öffnung im Kehlkopfbereich ermöglicht die Anwendung z. B. bei Tracheostoma.

INDIKATION

- Posttraumatische Zustände (z. B. Frakturen, Distorsionen,Bandverletzungen)
- Postoperative Stabilisierung und Schutz während der Rehabilitation
- Akute Verletzungen mit Ruhigstellungsbedarf

WIRKUNG / FUNKTION

- Immobilisierung der Halswirbelsäule
- Einschränkung des Bewegungsumfangs der HWS
- Reduktion mechanischer Belastungen
- Unterstützung der anatomischen Ausrichtung
- Unterstützung von Schmerzmanagement und Heilungsverlauf

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Zirkulär umlaufende Halsorthese zur vollständigen Umschließung des Halses
- Kinnabstützung zur Stabilisierung und Bewegungsbegrenzung
- Frontale Öffnung mit Klettverschluss für einfaches An- und Ablegen
- Nach außen geformte obere und untere Ränder zur Anpassung an Kopf und Schultern
- Integrierte Trachea-Öffnung im Kehlkopfbereich

VORTEILE

- Effektive Immobilisierung der Halswirbelsäule
- Sichere Stabilisierung durch Kinnabstützung
- Einfache Handhabung durch Klettverschluss
- Anatomische Passform für Kopf- und Schulterbereich
- Geeignet für Anwendungen mit Tracheostoma

Größe	Halsumfang	Artikelnummer
S	25–32 cm	108-105-1
M	33–40 cm	108-105-2
L	41–55 cm	108-105-3



Material

Hauptmaterialien: Polyurethan (Schaumstoff), Polyamid

Hilfsmittel-Nr.:
23.12.03.2004

Farben:


Schul
&


lter
Arm

Art.-Nr.: 218-370



HUMEROVIT 370

Schulter-Arm-Orthese zur körpernahen Ruhigstellung mit gepolsterter Armschlinge.

Die Schulter-Arm-Orthese dient der Entlastung und Stabilisierung von Schulter und Ellenbogen. Sie hält den Arm in einer neutralen, körpernahen Position und reduziert so die Belastung betroffener Strukturen. Eine gepolsterte Armschlinge fixiert den Arm sicher am Oberkörper. Das flexible Material ermöglicht eine individuelle Anpassung durch Klettverschlüsse. Ein verstellbarer Tragegurt mit Polsterung verbessert den Tragekomfort und verteilt das Gewicht gleichmäßig.

INDIKATION

- Posttraumatische oder postoperative Schmerzen und Beschwerden
- Beschwerden infolge degenerativer, überlastungsbedingter oder insuffizienter muskuloskelettaler Zustände

WIRKUNG / FUNKTION

- Entlastung von Schulter- und Ellenbogengelenk
- Reduktion der Gelenkbelastung durch körpernahe Armposition
- Stabilisierung der betroffenen Strukturen
- Unterstützung einer funktionellen Ruhigstellung
- Linderung von Schmerzen und Beschwerden

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Gepolsterte Armschlinge zur sicheren Fixierung des Arms
- Führung des Arms in neutraler, adduzierter Position
- Verstellbarer Schultergurt zur individuellen Anpassung
- Klettverschlüsse zur einfachen Handhabung und Fixierung
- Zusätzliche Polsterung im Nackenbereich zur Druckentlastung

VORTEILE

- Sichere Fixierung des Arms am Oberkörper
- Hoher Tragekomfort durch gepolsterte Elemente
- Individuell einstellbar durch Klettverschlüsse
- Gleichmäßige Gewichtsverteilung durch Schultergurt
- Einfache Handhabung im Alltag und in der Rehabilitation

Größe	Ausführung	Artikelnummer
Universal	Standard	218-370
Kinder	Child	218-371



Material

Hauptmaterialien: Polyurethan (Schaumstoff), Polyester, Polyamid, Baumwolle

Hilfsmittel-Nr.:
23.09.01.0075

Farben:

Art.-Nr.: 218-375



HUMEROVIT COMP 375

Kompressive Schulterbandage mit Stabilisierungsgurt und Silikonpelotte.

Die kompressive Schulterbandage unterstützt das Schultergelenk durch gezielte Druckverteilung und kann Schmerzen sowie Schwellungen reduzieren. Sie verbessert die Wahrnehmung der Gelenkposition und bietet eine leichte Stabilisierung bei Bewegung. Das anatomisch gestrickte Material passt sich Schulter und Oberarm an. Ein einstellbarer Stabilisierungsgurt sorgt für sicheren Halt. Eine integrierte Silikonpelotte unterstützt zusätzlich das Gelenk.

INDIKATION

- Posttraumatische Zustände / Weichteilverletzungen (z. B. Luxationen, Muskelzerrungen, Prellungen)
- Tendinopathien und Überlastungssyndrome
- Postoperative oder posttraumatische Schwellungen
- Unterstützung bei körperlicher Aktivität oder Rehabilitation

WIRKUNG / FUNKTION

- Kompression und Unterstützung des Schultergelenks
- Reduktion von Schmerzen und Schwellungen
- Verbesserung der Propriozeption
- Leichte Stabilisierung bei Bewegung und Belastung
- Förderung der Weichteilheilung

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Anatomisch gestrickte Schulterbandage für optimale Passform
- Kompressive Struktur zur gleichmäßigen Druckverteilung
- Stabilisierungsgurt, geführt über Rücken, unter der gegenüberliegenden Achsel und über die Brust
- Individuell einstellbare Fixierung durch Klettverschluss
- Integrierte Silikonpelotte zur zusätzlichen Unterstützung des Gelenks

VORTEILE

- Gezielte Kompression zur Entlastung des Schultergelenks
- Individuell einstellbare Stabilisierung durch Gurtsystem
- Anatomische Passform für hohen Tragekomfort
- Unterstützung der propriozeptiven Wahrnehmung
- Geeignet für Alltag, Sport und Rehabilitation

Größe	Oberarmumfang	Grau	Beige
S	23–27 cm	218-375-1	218-376-1
M	28–31 cm	218-375-2	218-376-2
L	32–34 cm	218-375-3	218-376-3
XL	35–37 cm	218-375-4	218-376-4



Material

Hauptmaterialien: Polyester, Polyamid, Elastan, Aloe Vera
Polster: Silikon

Hilfsmittel-Nr.:
05.09.01.0005

Farben:

Art.-Nr.: 208-380



CLAVIVIT 380

Schlüsselbeinorthese zur anatomischen Reposition und Haltungskorrektur.

Die Orthese dient der Korrektur von Schulter- und Schlüsselbeinfehlstellungen und unterstützt die Heilung im Bereich des Schultergürtels. Durch gezielte Zugführung werden die Schultern nach hinten geführt und das Schlüsselbein repositioniert. Gepolsterte Gurte und ein Brustband sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung und hohen Tragekomfort. Die Konstruktion ermöglicht eine kontrollierte und anatomisch geführte Haltungskorrektur.

INDIKATION

- Postoperative Versorgung (z. B. Wirbelsäule)
- Posttraumatische Zustände (z. B. Frakturen, Muskel- oder Bandverletzungen, Luxationen)
- Akute und chronische Rückenschmerzen
- Degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule
- Muskelschwäche oder muskuläre Dysbalancen mit Haltungsdefiziten
- Unterstützung bei Schmerzen oder Verletzungen unter körperlicher Belastung

WIRKUNG / FUNKTION

- Korrektur der Schulter- und Schlüsselbeinposition
- Immobilisierung des Akromioklavikulargelenks
- Unterstützung der anatomischen Ausrichtung des Schultergürtels
- Verbesserung der Körperhaltung
- Entlastung und Schmerzlinderung im Schulter- und Rückenbereich

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Haltungskorrektur-Orthese mit gepolsterten Armschlaufen
- Gezielte Zugführung zur Repositionierung des Schlüsselbeins
- Breiter, gepolsterter Brustgurt zur gleichmäßigen Druckverteilung
- Verstellbare Gurtsysteme zur individuellen Anpassung
- Anatomisch geführte Konstruktion zur kontrollierten Spannung

VORTEILE

- Effektive Haltungskorrektur von Schulter und Schlüsselbein
- Gleichmäßige Druckverteilung durch gepolsterte Gurte
- Individuell einstellbare Zugführung
- Anatomisch geführte Stabilisierung
- Hoher Tragekomfort im Alltag und in der Rehabilitation

Größe	Unterbrustumfang	Artikelnummer
S	60–75 cm	208-380-1
M	76–100 cm	208-380-2
L	101–130 cm	208-380-3



Material

Hauptmaterialien: Polyurethan (Schaumstoff), Polyamid, Polyester, Elastan
Kunststoffteil: Polyethylen

Hilfsmittel-Nr.:
05.09.02.0029

Farben:

Art.-Nr.: 228-500



EPIVIT FLEX 500

Epicondylitis-Spange mit einstellbarer Pelotte zur gezielten Sehnenentlastung.

Die Epicondylitis-Spange entlastet gezielt die Sehnenansätze am Ellenbogen durch individuell einstellbaren Druck auf den Unterarm. Sie kann Schmerzen reduzieren und die Belastung bei Bewegung verringern. Eine verstellbare Silikonpelotte ermöglicht eine präzise Druckdosierung. Das Kompressionsband sorgt für sicheren Sitz. Die Orthese ist universell einsetzbar und für beide Arme geeignet.

INDIKATION

- Posttraumatische Zustände / Weichteilverletzungen (z. B. Luxationen, Muskelzerrungen, Prellungen)
- Tendinopathien und Überlastungssyndrome
- Posttraumatische oder postoperative Schwellungen
- Unterstützung bei körperlicher Aktivität oder Rehabilitation

WIRKUNG / FUNKTION

- Gezielte Kompression des Unterarms
- Reduktion der Sehnenbelastung am Epicondylus
- Linderung von Schmerzen und Schwellungen
- Verbesserung der Propriozeption
- Leichte Stabilisierung bei Bewegung

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Epicondylitis-Spange mit dynamisch verstellbarer Silikonpelotte
- Gezielte Druckapplikation auf den proximalen Unterarm
- Stufenlos verstellbares Kompressionsband mit Klettverschluss
- Individuell einstellbare Druckdosierung
- Universelle Größe für beidseitige Anwendung

VORTEILE

- Gezielte Entlastung der Sehnenansätze
- Präzise einstellbare Druckwirkung
- Universell einsetzbar für beide Arme
- Einfache Handhabung durch Klettsystem
- Kompaktes, alltagstaugliches Design

Größe	Ausführung	Artikelnummer
Universal	Standard	228-500



Material

Hauptmaterialien: Polyurethan (Schaumstoff), Polyester, Polyamid, Elastan, Stahl, EVA
Polster: Silikon

Hilfsmittel-Nr.:
23.08.04.0036

Farben:

Art.-Nr.: 228-620



EPIVIT COMP 620

Kompressive Ellenbogenbandage mit Silikonpelotten zur gezielten Entlastung.

Die Ellenbogenbandage bietet kompressive Unterstützung zur Entlastung von Muskeln und Sehnen. Sie kann Schmerzen und Schwellungen reduzieren und die Gelenkfunktion unterstützen. Integrierte Silikonpelotten massieren das Gewebe bei Bewegung. Das flexible 3D-Rundstrickmaterial sorgt für eine anatomische Passform und hohen Tragekomfort. Beidseitig tragbar.

INDIKATION

- Posttraumatische Zustände / Weichteilverletzungen (z. B. Luxationen, Muskelzerrungen, Prellungen)
- Tendinopathien und Überlastungssyndrome
- Posttraumatische oder postoperative Schwellungen
- Unterstützung bei körperlicher Aktivität oder Rehabilitation

WIRKUNG / FUNKTION

- Kompression des Ellenbogengelenks
- Entlastung von Muskeln und Sehnen
- Reduktion von Schmerzen und Schwellungen
- Verbesserung der Propriozeption
- Leichte Stabilisierung bei Bewegung

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Weiche Ellenbogenbandage mit umlaufender Kompressionsstruktur
- Anatomisch platzierte Silikonpelotten an radialer und ulnarer Seite
- 3D-Rundstrickmaterial für optimale Passform und Komfort
- Elastisches Gewebe zur gleichmäßigen Druckverteilung
- Beidseitig tragbar

VORTEILE

- Anatomische Kompression zur gezielten Entlastung
- Massageeffekt durch integrierte Silikonpelotten
- Hoher Tragekomfort durch 3D-Strickstruktur
- Beidseitig einsetzbar
- Geeignet für Alltag, Sport und Rehabilitation

Größe	Unterarmumfang	Farbe	Artikelnummer
S	19–23 cm	Grau	228-620-1
M	24–26 cm	Grau	228-620-2
L	27–29 cm	Grau	228-620-3
XL	30–32 cm	Grau	228-620-4
XXL	33–36 cm	Grau	228-620-5
S	19–23 cm	Beige	228-621-1
M	24–26 cm	Beige	228-621-2
L	27–29 cm	Beige	228-621-3
XL	30–32 cm	Beige	228-621-4



Material

Hauptmaterialien: Polyurethan (Schaumstoff), Polyester, Polyamid, Elastan, Baumwolle, Aloe Vera
Polster: Silikon

Hilfsmittel-Nr.:
05.08.01.1028

Farben:




land

Art.-Nr.: 318-430



MANUVIT 430 Duo

Handgelenkorthese mit Aluminiumschiene zur Ruhigstellung in Neutralstellung.

Die Handgelenkorthese stabilisiert das Gelenk in Neutralstellung und begrenzt Beuge- und Streckbewegungen. Eine herausnehmbare Aluminiumschiene sorgt für zusätzliche Stabilität. Elastische Verbindungselemente erleichtern das Anlegen. Verstellbare Klettverschlüsse ermöglichen eine individuelle Anpassung von Kompression und Halt. Für beide Hände geeignet.

INDIKATION

- Postoperative Zustände mit erforderlicher Bewegungseinschränkung
- Posttraumatische Zustände (z. B. Bandverletzungen, Nervenläsionen, Distorsionen)
- Überlastungs- und Reizzustände
- Degenerative oder entzündliche Erkrankungen
- Unterstützung während Rehabilitation oder körperlicher Aktivität

WIRKUNG / FUNKTION

- Ruhigstellung des Handgelenks in Neutralstellung
- Einschränkung von Flexion und Extension
- Stabilisierung durch integrierte Aluminiumschiene
- Entlastung verletzter Strukturen
- Unterstützung des Heilungsprozesses

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Weiche Handgelenkorthese mit Unterarmanteil
- Herausnehmbare, vorgeformte Aluminiumschiene (palmar)
- Offene Konstruktion im Handrücken- und Handgelenksbereich
- Zwei seitliche Öffnungen zur Daumenführung
- Elastische Verbindungselemente zur Vorfixierung
- Verstellbare Klettverschlüsse zur individuellen Anpassung
- Für links und rechts einsetzbar

VORTEILE

- Effektive Stabilisierung durch Aluminiumschiene
- Individuell anpassbare Kompression
- Einfache Handhabung durch elastische Vorfixierung
- Beidseitig einsetzbar
- Hoher Tragekomfort durch textile Innenausstattung

Größe	Gelenkumfang	Artikelnummer
S	13–16 cm	318-430-1
M	17–19 cm	318-430-2
L	20–22 cm	318-430-3



Material

Hauptmaterialien: Baumwolle, Elastan, Polyamid, Polyethylen, Polyester, Polyurethan, Naturkautschuklatex
Schiene: Aluminium

Hilfsmittel-Nr.:
23.07.02.xxxx

Farben:

Art.-Nr.: 318-435



MANU POLLICIVIT 435

Hand- und Daumenorthese mit optionaler Daumenimmobilisierung.

Die Hand- und Daumenorthese stabilisiert Handgelenk sowie Daumengelenke durch gezielte Bewegungseinschränkung. Eine herausnehmbare Aluminiumschiene sowie eine optionale Daumenschiene ermöglichen eine flexible Anpassung an den Therapieverlauf. Die elastische Schnürung erleichtert das Anlegen, während Klettverschlüsse für sicheren Sitz sorgen. Beidseitig einsetzbar.

INDIKATION

- Postoperative Zustände mit erforderlicher Bewegungseinschränkung
- Posttraumatische Zustände (z. B. Bandverletzungen, Nervenläsionen, Distorsionen)
- Überlastungs- und Reizzustände
- Degenerative oder entzündliche Erkrankungen
- Unterstützung während Rehabilitation oder körperlicher Aktivität

WIRKUNG / FUNKTION

- Ruhigstellung von Handgelenk und Daumen
- Einschränkung der Beweglichkeit (Wrist & MCP/CMC Daumen)
- Stabilisierung durch Aluminiumschiene(n)
- Entlastung betroffener Strukturen
- Unterstützung des Heilungsprozesses

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Multifunktionale Hand- und Daumenorthese mit Unterarmanteil
- Herausnehmbare, anatomisch geformte Aluminiumschiene
- Optionale zusätzliche Daumenschiene zur Immobilisierung
- Elastische Schnürung zur Vorfixierung
- Weiche Polsterung im Schnürbereich für Komfort
- Verstellbare Klettverschlüsse zur Kompression und Fixierung
- Für links und rechts einsetzbar

VORTEILE

- Kombinierte Stabilisierung von Handgelenk und Daumen
- Flexible Anpassung durch optionale Daumenschiene
- Individuell regulierbare Kompression
- Einfache Handhabung durch Schnürsystem
- Beidseitig einsetzbar

Größe	Gelenkumfang	Artikelnummer
S	13–16 cm	318-435-1
M	17–19 cm	318-435-2
L	20–22 cm	318-435-3



Material

Hauptmaterialien: Baumwolle, Elastan, Polyamid, Polyethylen, Polyester, Polyurethan (Schaumstoff), Naturkautschuklatex
Schiene: Aluminium

Hilfsmittel-Nr.:
23.07.02.2038

Farben:





Wirbelsäule

Art.-Nr.: 418-512



LUMBOVIT 300b

Halbsteife Lumbalorthese mit Zugmechanik und Wärmespeicherung.

Die halbsteife Lumbalorthese unterstützt die Stabilisierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule. Integrierte Verstärkungselemente und verstellbare Zugbänder ermöglichen eine individuelle Anpassung der Kompression. Die anatomische Passform sorgt für sicheren Sitz. Das Material speichert Wärme und kann so die Muskulatur zusätzlich entspannen.

INDIKATION

- Postoperative Versorgung der Wirbelsäule
- Posttraumatische Zustände (z. B. Frakturen, Muskel- oder Bandverletzungen, Luxationen)
- Akute und chronische Rückenschmerzen
- Degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule
- Muskuläre Insuffizienz oder Haltungsinstabilität
- Unterstützung bei körperlicher Belastung oder beruflicher Beanspruchung

WIRKUNG / FUNKTION

- Stabilisierung und Immobilisierung der Lendenwirbelsäule
- Reduktion der Lordose
- Entlastung durch gezielte Kompression
- Unterstützung der Haltungskorrektur
- Anpassung an den Therapieverlauf durch modulare Elemente

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Modulare Lumbalorthese mit dorsalen und ventralen Polsterelementen
- Zentrale Kompressionsbandage mit Klettverschluss
- Verstellbare Zugbänder mit Schnürsystem zur Druckregulierung
- Dorsale und ventrale Pads aus Memory Foam zur Druckverteilung
- Rückenplatte mit variabel positionierbaren Polsterelementen
- Anpassbare Höhe der dorsalen Unterstützung
- Konstruktion ermöglicht individuelle Therapieanpassung

VORTEILE

- Modulares System für individuelle Therapieanpassung
- Präzise Druckregulierung durch Zugmechanik
- Effektive Entlastung der Lendenwirbelsäule
- Hoher Tragekomfort durch Memory-Foam-Polster
- Große Anpassungsbandbreite bei wenigen Größen

Größe	Taillenumfang	Artikelnummer
S	65–75 cm	418-512-1
M	76–90 cm	418-512-2
L	91–110 cm	418-512-3
XL	111–130 cm	418-512-4



Material

Hauptmaterialien: Polyamid, Baumwolle, Elastan, Polyurethan (Schaumstoff), Polyester, Polypropylen, Eukalyptus, Karbonstahl

Hilfsmittel-Nr.:
23.14.04.0020

Farben:

Art.-Nr.: 428-350



LUMBOVIT STABIL 350

Modulare Lumbalorthese zur LWS-Immobilisierung mit therapiegerechter Abschulung.

Die Lendenwirbelsäulenorthese kombiniert stabile und flexible Elemente zur effektiven Immobilisierung und Entlastung der Wirbelsäule. Ein integrierter Rahmen sorgt für hohe Stabilität, während herausnehmbare Komponenten eine Abschulung im Therapieverlauf ermöglichen. Dadurch wird ein schrittweiser Genesungsverlauf unterstützt.

INDIKATION

- Postoperative Versorgung der Wirbelsäule
- Posttraumatische Zustände (z. B. Frakturen, Muskel- oder Bandverletzungen, Luxationen)
- Akute und chronische Rückenschmerzen
- Degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule
- Muskuläre Insuffizienz oder Haltungsinstabilität
- Unterstützung bei körperlicher Belastung oder beruflicher Beanspruchung

WIRKUNG / FUNKTION

- Immobilisierung und Stabilisierung der Lendenwirbelsäule
- Reduktion der Lordose
- Entlastung durch gezielte Kompression
- Unterstützung der Haltungskorrektur
- Ermöglicht schrittweise Mobilisierung im Therapieverlauf

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Modulare Lumbalorthese mit Kombination aus weichen und starren Elementen
- Integrierter Rahmen aus Aluminium und Kunststoff zur Stabilisierung
- Herausnehmbare Verstärkungen und Brückenelemente zur Therapieanpassung
- Umlaufendes Gurtsystem mit Klettverschluss
- Mehrere Zugbänder zur individuellen Kompression
- Frontverschluss für einfaches Anlegen
- Anpassbare Seitenelemente mit Steckverschlüssen
- Konstruktion ermöglicht schrittweise Reduktion der Stabilisierung

VORTEILE

- Hohe Stabilität durch integrierten Rahmen
- Modulares System für Therapieanpassung
- Schrittweise Reduktion der Immobilisierung möglich
- Kombination aus Stabilität und Flexibilität
- Individuell einstellbare Kompression

Größe	Taillenumfang	Artikelnummer
S	60–70 cm	428-350-1
M	71–80 cm	428-350-2
L	81–90 cm	428-350-3
XL	91–105 cm	428-350-4
XXL	106–120 cm	428-350-5
XXXL	121–135 cm	428-350-6



Material

Hauptmaterialien: Polyamid, Baumwolle, Elastan, Polyurethan (Schaumstoff), Polyester

Hilfsmittel-Nr.:
23.14.02.1018

Farben:

Art.-Nr.: 411-400



LUMBOVIT DORSAL 400

Thorakolumbale Orthese mit Schulterführung zur Haltungskorrektur.

Die thorakolumbale Orthese stabilisiert die mittlere und untere Wirbelsäule und unterstützt eine aufrechte Haltung. Elastische Zugbänder und integrierte Verstärkungselemente begrenzen unerwünschte Bewegungen. Schultergurte sorgen für zusätzliche Führung. Die Konstruktion unterstützt die Entlastung der Wirbelsäule im Alltag und während der Genesung.

INDIKATION

- Postoperative Versorgung der Wirbelsäule
- Posttraumatische Zustände (z. B. Frakturen, Muskel- oder Bandverletzungen, Luxationen)
- Akute und chronische Rückenschmerzen
- Degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule
- Muskuläre Insuffizienz oder Haltungsinstabilität
- Unterstützung bei körperlicher Belastung oder beruflicher Beanspruchung

WIRKUNG / FUNKTION

- Stabilisierung der thorakalen und lumbalen Wirbelsäule
- Teilweise Immobilisierung durch Verstärkungselemente
- Reduktion von Flexion, Extension und Lateralflexion
- Haltungskorrektur und Aufrichtung des Oberkörpers
- Entlastung der Wirbelsäule

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Semirigide thorakolumbale Orthese
- Integrierte und herausnehmbare Stahl- und Aluminiumschienen im Rückenbereich
- Rückenelement vom Schulterbereich bis zum Sakrum
- Schultergurtsystem (Rucksackprinzip) zur Positionierung
- Umlaufendes Gurtsystem mit Klettverschluss
- Seitliche Zugbänder zur Kompression und Anpassung
- Frontverschluss für einfaches Anlegen
- Konstruktion ermöglicht schrittweise Reduktion der Stabilisierung

VORTEILE

- Kombination aus Stabilität und Bewegungsbegrenzung
- Herausnehmbare Verstärkungselemente für Therapieverlauf
- Effektive Haltungskorrektur
- Gleichmäßige Druckverteilung durch Gurtsystem
- Individuell anpassbare Kompression

Größe	Taillenumfang	Artikelnummer
S	60–75 cm	411-400-1
M	76–90 cm	411-400-2
L	91–110 cm	411-400-3
XL	111–130 cm	411-400-4
XXL	131–150 cm	411-400-5



Material

Hauptmaterialien: Polyamid, Baumwolle, Elastan, Polyurethan (Schaumstoff), Polyester, Polypropylen, Eukalyptus, Karbonstahl

Hilfsmittel-Nr.:
23.15.04.4025

Farben:


Art.-Nr.: 428-500

LUMBOVIT MULTI FLEX 500

Modulare Lumbalorthese mit variabler Kompression und Polstersystem.

Die modulare Lendenorthese ermöglicht eine individuell anpassbare Stabilisierung der Lendenwirbelsäule. Kompressionsgurt, Polstersystem und verstellbare Elemente sorgen für eine gezielte Druckverteilung und anatomische Anpassung. Die Konstruktion unterstützt die Entlastung und kann flexibel an den Therapieverlauf angepasst werden.

INDIKATION

- Postoperative Versorgung der Wirbelsäule
- Posttraumatische Zustände (z. B. Frakturen, Muskel- oder Bandverletzungen, Luxationen)
- Akute und chronische Rückenschmerzen
- Degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule
- Muskuläre Insuffizienz oder Haltungsinstabilität
- Unterstützung bei körperlicher Belastung oder beruflicher Beanspruchung

WIRKUNG / FUNKTION

- Immobilisierung und Stabilisierung der Lendenwirbelsäule
- Reduktion der Lordose
- Entlastung durch gezielte Kompression
- Unterstützung der Haltungskorrektur
- Ermöglicht schrittweise Mobilisierung im Therapieverlauf

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Modulare Lumbalorthese mit Kombination aus weichen und starren Elementen
- Integrierter Rahmen aus Aluminium und Kunststoff zur Stabilisierung
- Herausnehmbare Verstärkungen und Brückenelemente zur Therapieanpassung
- Umlaufendes Gurtsystem mit Klettverschluss
- Mehrere Zugbänder zur individuellen Kompression
- Frontverschluss für einfaches Anlegen
- Anpassbare Seitenelemente mit Steckverschlüssen
- Konstruktion ermöglicht schrittweise Reduktion der Stabilisierung

VORTEILE

- Hohe Stabilität durch integrierten Rahmen
- Modulares System für Therapieanpassung
- Schrittweise Reduktion der Immobilisierung möglich
- Kombination aus Stabilität und Flexibilität
- Individuell einstellbare Kompression

Größe	Taillenumfang	Artikelnummer
1	65–125 cm	428-500-1
2	126–150 cm	428-500-2



Material

Hauptmaterialien: Polyamid, Elastan, Polyurethan, Polyester, Polypropylen, Stahl

Hilfsmittel-Nr.:
23.14.02.1019

Farben:

Art.-Nr.: 408-508



PARADISOL 800

Schwangerschaftsgürtel zur Entlastung von Rücken und Becken mit unterstützender Hebewirkung.

Der Schwangerschaftsgürtel unterstützt den Bauch und entlastet die LWS sowie das Becken. Durch die Hebewirkung wird das Gewicht gleichmäßiger verteilt. Verstellbare Gurte ermöglichen eine individuelle Anpassung. Die flache, anatomische Form sorgt für hohen Tragekomfort im Alltag.

INDIKATION

- Schwangerschaftsbedingte Beschwerden im Bereich Rücken und Becken
- Schmerzen oder Druckgefühl im Lumbalbereich
- Überlastungsbeschwerden durch veränderte Statik
- Unterstützung bei körperlicher Belastung während der Schwangerschaft

WIRKUNG / FUNKTION

- Entlastung von Lendenwirbelsäule und Becken
- Unterstützung und Anhebung des Abdomens
- Gleichmäßige Gewichtsverteilung
- Verbesserung der Körperhaltung
- Reduktion von Schmerz und Druckgefühl

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Flacher Schwangerschaftsgürtel mit anatomischer Formgebung
- Breites elastisches Stützband zur umlaufenden Fixierung
- Frontale Fixierung unter dem Abdomen mittels Klettverschluss
- Zwei seitliche, individuell einstellbare Zugbänder zur Druckregulierung
- Positionierung im unteren Rückenbereich mit Hebewirkung nach vorne
- Konstruktion zur gezielten Entlastung von Wirbelsäule und Becken

VORTEILE

- Speziell für Schwangerschaft entwickelt
- Effektive Entlastung von Rücken und Becken
- Individuell einstellbare Unterstützung
- Flaches, unauffälliges Design
- Hoher Tragekomfort im Alltag

Größe	Unterbauchumfang	Artikelnummer
Universal	max. 140 cm	408-508



Material

Hauptmaterialien: Polyamid, Polyester, Polyurethan (Schaumstoff), Baumwolle, Elastan

Hilfsmittel-Nr.:
05.11.03.5006

Farben:





Knie

Art.-Nr.: 518-300



GENUVIT FIX 300

Knieorthese zur Bewegungseinschränkung und Stabilisierung des Kniegelenks.

Die Knieorthese wurde zur Einschränkung der Kniebewegung entwickelt. Aluminiumstreben begrenzen die Beugung, während Klettgurte ober- und unterhalb des Knies die Orthese sicher fixieren und einem Verrutschen entgegenwirken. Anpassbare Seitenteile ermöglichen eine individuelle Passform und erleichtern das Anlegen. Die Orthese schützt und stützt das Knie während der Genesung und kann am rechten oder linken Bein getragen werden.

INDIKATION

- Postoperative Zustände, die eine Bewegungseinschränkung erfordern
- Posttraumatische Zustände mit erforderlicher Bewegungseinschränkung, z. B. Verletzungen der Seiten- oder Kreuzbänder, Nervenläsionen, Distorsionen oder Patellafrakturen
- Überbeanspruchung oder repetitive Belastungszustände, z. B. Gonarthrose
- Degenerative oder entzündliche Zustände
- Unterstützung während der funktionellen Rehabilitation oder körperlicher Aktivität, z. B. bei Knieinstabilität

WIRKUNG / FUNKTION

- Einschränkung der Kniebewegung durch Begrenzung der Beugung
- Stabilisierung und Schutz des Kniegelenks
- Unterstützung des Knies während der Genesung
- Linderung von Schmerzen durch Bewegungseinschränkung
- Sichere Fixierung und Reduzierung des Verrutschens

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Herausnehmbare Aluminiumstreben zur Begrenzung der Kniebeugung
- Sanduhrförmiges Rückenteil zur Positionierung hinter dem Bein
- Seitenteile mit Klettflächen zur individuellen Einstellung der Weite
- Klettgurte zur Fixierung an Wade und Oberschenkel
- Optionales Zusatzpolster zur Aufnahme eines Kühlpads über der Kniescheibe
- Für das rechte und linke Bein geeignet

VORTEILE

- Gezielte Begrenzung der Kniebeugung
- Individuell einstellbare Passform
- Sicherer Sitz durch Klettgurte
- Einfaches Anlegen und Einstellen
- Optional mit Kühlpad im Bereich der Kniescheibe verwendbar
- Für das rechte und linke Bein geeignet

Größe	Orthesenlänge	Körpergröße	Artikelnummer
S	40 cm	< 1,55 m	518-300-1
M	50 cm	1,56–1,75 m	518-300-2
L	60 cm	1,76–1,85 m	518-300-3
XL	70 cm	> 1,85 m	518-300-4



Material

Hauptmaterialien: Baumwolle, Polyester, Polyurethan (Schaumstoff)
Schienen: Aluminium

Hilfsmittel-Nr.:
23.04.01.0007

Farben:

Art.-Nr.: 530-310



GENUVIT COMFORT 310

Knieorthese zur kontrollierten Flexions- und Extensionsbegrenzung mit verstellbarem Gelenk.

Die Knieorthese stabilisiert das Gelenk und begrenzt kontrolliert Beuge- und Streckbewegungen. Ein verstellbarer Scharniermechanismus ermöglicht die Anpassung des Kniebeugewinkels und unterstützt den Heilungsverlauf. Die Orthese sorgt für sicheren Halt, während Gurtsysteme eine individuelle Fixierung gewährleisten. Für beide Beine geeignet.

INDIKATION

- Postoperative Zustände mit Bewegungsbegrenzung
- Posttraumatische Verletzungen (z. B. Bandverletzungen, Distorsionen, Nervenläsionen)
- Überlastungs- und Reizzustände
- Degenerative oder entzündliche Erkrankungen des Kniegelenks
- Funktionelle Stabilisierung während der Rehabilitation

WIRKUNG / FUNKTION

- Stabilisierung des Kniegelenks
- Kontrollierte Begrenzung von Flexion und Extension
- Schutz verletzter oder operierter Strukturen
- Unterstützung der Heilung und funktionellen Wiederherstellung
- Schmerzlinderung durch mechanische Entlastung

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Knieorthese mit höhenverstellbaren Seitenschienen
- Verstellbarer Scharniermechanismus zur Einstellung von Beuge- und Streckwinkeln
- Laterale und mediale Aluminium- und Kunststoffschienen
- Zwei Klettgurte ober- und unterhalb des Knies zur Fixierung
- Verbindung der Schienen über ein zentrales Stabilisierungsgelenk
- Anpassung an unterschiedliche Beinlängen möglich
- Beidseitig tragbar

VORTEILE

- Präzise Einstellung des Bewegungsumfangs
- Hohe Stabilität
- Individuell anpassbar an Beinlänge und Therapiebedarf
- Sicherer Halt durch Klettgurtsystem

Größe	Schienenlänge	Artikelnummer
Universal	48–63,5 cm	530-310



Material

Innenseite: Baumwolle, Polyester
Außenseite: Polyester
Innenfüllung: Polyurethan (Schaumstoff)
Metallteile: Hartaluminium

Hilfsmittel-Nr.:
23.04.02.0031

Farben:

Art.-Nr.: 530-320



GENUVIT STABIL 320

Kniebandage zur Stabilisierung und Hyperextensionsbegrenzung mit integrierter Patellapelotte.

Die Kniebandage kombiniert Stabilisierung und Kompression zur Unterstützung der Gelenkfunktion. Seitliche Schienen begrenzen die Bewegung und verhindern Überstreckung. Eine integrierte Pelotte stabilisiert die Kniescheibe. Das elastische Material sorgt für Komfort und eine anatomische Passform. Beidseitig tragbar.

INDIKATION

- Postoperative Zustände mit Bewegungsbegrenzung
- Posttraumatische Verletzungen (z. B. Bandverletzungen, Distorsionen, Nervenläsionen)
- Überlastungs- und Reizzustände
- Degenerative oder entzündliche Erkrankungen des Kniegelenks
- Unterstützung während Rehabilitation oder körperlicher Aktivität

WIRKUNG / FUNKTION

- Stabilisierung des Kniegelenks
- Begrenzung der Hyperextension durch seitliche Schienen
- Kompression zur Entlastung von Muskeln und Sehnen
- Verbesserung der Propriozeption
- Patellastabilisierung durch Silikonpelotte

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Halbstarre Kniebandage mit beidseitigen Aluminium-Gelenkschienen
- 0°-Extensionsanschlag zur Vermeidung von Überstreckung
- Zweifach elastisches Rundstrickmaterial für anatomische Passform
- Geschlossener Patellabereich mit integrierter Silikonringpelotte
- Zusätzliche Klettgurte ober- und unterhalb des Kniegelenks
- Herausnehmbare Schienen zur Anpassung im Therapieverlauf
- Beidseitig tragbar

VORTEILE

- Kombination aus Stabilisierung und Kompression
- Schutz vor Hyperextension
- Herausnehmbare Schienen für flexiblen Therapieverlauf
- Anatomische Passform durch Rundstricktechnologie
- Sicherer Sitz durch zusätzliches Gurtsystem

Größe	Oberschenkel	Unterschenkel	Artikelnummer
XS	38–41 cm	28–31 cm	530-320-0
S	42–44 cm	32–34 cm	530-320-1
M	45–47 cm	35–37 cm	530-320-2
L	48–50 cm	38–40 cm	530-320-3
XL	51–53 cm	41–43 cm	530-320-4
XXL	54–56 cm	44–46 cm	530-320-5

Material

Hauptmaterialien: Polyurethan (Schaumstoff), Elastan, Polyester, Polyamid, Aloe Vera
Schiene: Polyamid
Polster: Silikon



Hilfsmittel-Nr.:
23.04.03.0063

Farben:


Kn
&


chel
& Fuß

Art.-Nr.: 628-605



AIR WALKER PEDIVIT 605-606

Unterschenkelorthese zur Immobilisierung von Fuß und Sprunggelenk mit Luftkammersystem und Wippensohle.

Die Unterschenkelorthese dient der vollständigen Immobilisierung und gleichzeitigen Stabilisierung von Fuß und Sprunggelenk. Eine stabile Schalenkonstruktion sorgt für maximale Stabilität, während die Wippensohle die natürliche Gangbewegung unterstützt. Ein integriertes Luftkammersystem ermöglicht eine individuelle Druckanpassung. Zwei Varianten bieten unterschiedliche Längen. Für beide Beine geeignet.

INDIKATION

- Posttraumatische Zustände (z. B. Frakturen, Distorsionen, Bandverletzungen)
- Postoperative Stabilisierung und Schutz während der Rehabilitation
- Akute Verletzungen mit Ruhigstellungsbedarf
- Zustände, die eine Immobilisierung oder Bewegungseinschränkung von Fuß und Sprunggelenk erfordern

WIRKUNG / FUNKTION

- Immobilisierung von Fuß und Sprunggelenk
- Stabilisierung knöcherner und weichteiliger Strukturen
- Reduktion mechanischer Belastungen
- Unterstützung der anatomischen Ausrichtung
- Förderung eines sicheren Gangbildes durch Wippensohle

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Halbstarre Unterschenkel- und Fußorthese mit stabiler Kunststoffschale
- Wippensohle zur Unterstützung der natürlichen Abrollbewegung
- Integriertes Luftkammersystem zur individuellen Kompressionsanpassung
- Weiche, textil ausgekleidete Innenpolsterung
- Frontöffnung mit Klettverschlüssen an Fuß, Knöchel und Unterschenkel
- Verstellbarer Zehenschutz zur Stabilisierung des Vorfußes
- Zwei Ausführungen: 605 bis zur Wadenmitte, 606 bis zum Knie
- Beidseitig tragbar

VORTEILE

- Maximale Stabilisierung durch starre Schalenkonstruktion
- Individuell einstellbare Kompression durch Luftsystem
- Unterstützung eines natürlichen Gangbildes
- Einfache Handhabung durch Frontöffnung und Klettsystem
- Varianten für unterschiedliche Versorgungsanforderungen

Variante	Größe	Schuhgrösse	Artikelnummer
605 (kurz)	S	36–40	628-605-1
605 (kurz)	M	41–44	628-605-2
605 (kurz)	L	45–47	628-605-3
605 (kurz)	XL	> 47	628-605-4
606 (lang)	S	36–40	628-606-1
606 (lang)	M	41–44	628-606-2
606 (lang)	L	45–47	628-606-3
606 (lang)	XL	> 47	628-606-4

Material

Hauptmaterialien: Polyamid, Kunststoff, Polyurethan (Schaumstoff)



Air Walker Pedvit 606
(lange Version)

Hilfsmittel-Nr.:
23.06.01.0071

Farben:


Art.-Nr.: 618-615

PEDIVIT 615

Fußheberorthese zur Unterstützung der Dorsalflexion mit individuell einstellbarer Zugführung.

Die Fußheberorthese unterstützt die Dorsalflexion beim Gehen und hilft, ein sicheres Gangbild zu fördern. Verstellbare Gurte ermöglichen eine individuelle Anpassung der Zugkraft. Die Konstruktion unterstützt die Fußhebung und kann das Risiko des Stolperns reduzieren. Diskret unter der Kleidung tragbar.

INDIKATION

- Postoperative Zustände mit erforderlicher Bewegungseinschränkung
- Posttraumatische Zustände (z. B. Bandverletzungen, Nervenläsionen, Distorsionen)
- Überlastungs- und Reizzustände
- Degenerative oder entzündliche Erkrankungen
- Unterstützung während funktioneller Rehabilitation oder körperlicher Aktivität

WIRKUNG / FUNKTION

- Unterstützung der Dorsalflexion des Fußes
- Einschränkung der Plantarflexion (Reduktion von Fußheberschwäche)
- Stabilisierung des Fußes durch gezielte Zugführung
- Förderung eines sicheren Gangbildes
- Entlastung betroffener Strukturen

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Dynamische Fußheberorthese aus flexiblem Textilmaterial
- Zwei separate Gurtsysteme für Unterschenkel und Mittelfuß
- Verbindung über verstellbares Zugsystem (Schnürung) zur Einstellung der Dorsalflexion
- Fixierung mittels Klettverschlüssen
- Individuell anpassbare Zugkraft durch Längenverstellung der Verbindung
- Leichte, flache Bauweise für diskreten Einsatz unter Kleidung
- Beidseitig tragbar

VORTEILE

- Unterstützung der natürlichen Fußhebung beim Gehen
- Individuell einstellbare Zugkraft
- Leichtes und diskretes Design
- Einfache Handhabung durch Klettsystem
- Beidseitig einsetzbar

Größe	Knöchelumfang	Artikelnummer
S	15–20 cm	618-615-1
M	21–26 cm	618-615-2
L	27–33 cm	618-615-3



Material

Hauptmaterialien: Baumwolle, Naturkautschuklatex, Polyamid, Polyester, Messing

Hilfsmittel-Nr.:
23.03.02.0014

Farben:

Art.-Nr.: 608-620



MALLEO-SUPPORT PAD 620

Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung mit gezielter Begrenzung von Kippbewegungen.

Die Sprunggelenkorthese stabilisiert das Gelenk durch seitliche Stützelemente und gezielte Bewegungseinschränkung. Sie begrenzt insbesondere Kippbewegungen, während die natürliche Abrollbewegung erhalten bleibt. Gepolsterte Elemente sorgen für Komfort und unterstützen die Rehabilitation.

INDIKATION

- Postoperative Zustände mit erforderlicher Bewegungseinschränkung
- Posttraumatische Zustände (z. B. Bandverletzungen, Nervenläsionen, Distorsionen)
- Überlastungs- und Reizzustände
- Degenerative oder entzündliche Erkrankungen
- Unterstützung während funktioneller Rehabilitation oder körperlicher Aktivität

WIRKUNG / FUNKTION

- Stabilisierung des Sprunggelenks
- Einschränkung von Inversion und Eversion (Kippbewegungen)
- Erhalt der physiologischen Flexion und Extension
- Kompression zur Unterstützung der Weichteilstrukturen
- Förderung der funktionellen Rehabilitation

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Halbstarre Sprunggelenkorthese mit Dual-Schalenkonstruktion
- Laterale und mediale Stützschalen zur Bewegungsbegrenzung
- Gepolsterte Innenelemente zur Druckverteilung und Komfort
- Umlaufendes Gurtsystem mit Klettverschlüssen zur Fixierung
- Individuell einstellbare Kompression
- Konstruktion zur gezielten Einschränkung von Seitbewegungen bei Erhalt der Abrollbewegung

VORTEILE

- Effektive Stabilisierung bei gleichzeitiger Beweglichkeit
- Gezielte Begrenzung von Kippbewegungen
- Hoher Tragekomfort durch Polsterung
- Einfache Anpassung durch Klettsystem
- Universelle Größe für flexible Anwendung

Größe	Artikelnummer
Universal	608-620



Material

Hauptmaterialien: Baumwolle, Polyurethan (Schaumstoff), Polyamid, TPU

Hilfsmittel-Nr.:
23.02.02.xxxx

Farben:

Art.-Nr.: 618-670



ACHILLOVIT COMP 670

Achillessehnenbandage mit Silikonpelotte und optionalem Fersenkeil zur gezielten Entlastung.

Die Achillessehnenbandage bietet kompressive Unterstützung im Bereich von Ferse und Knöchel. Sie kann Schmerzen reduzieren und die Belastung der Sehne verringern. Eine integrierte Pelotte massiert das Gewebe bei Bewegung. Ein optionaler Fersenkeil unterstützt die Entlastung in der Akutphase. Das elastische Material sorgt für eine angenehme Passform.

INDIKATION

- Posttraumatische Zustände / Weichteilverletzungen (z. B. Distorsionen, Muskelverletzungen, Prellungen)
- Tendinopathien und Überlastungssyndrome
- Postoperative oder posttraumatische Schwellungen
- Unterstützung während körperlicher Aktivität oder Rehabilitation

WIRKUNG / FUNKTION

- Kompression im Bereich von Ferse und Sprunggelenk
- Entlastung der Achillessehne durch Stoßdämpfung
- Förderung der Durchblutung und Reduktion von Schwellungen
- Verbesserung der Propriozeption
- Leichte Stabilisierung während Bewegung

TECHNIK / KONSTRUKTION

- Elastische Bandage in Rundstricktechnik für anatomische Passform
- Integrierte Silikonpelotte zur Massage der Achillessehne
- Herausnehmbarer Silikon-Fersenkeil zur Entlastung in der Akutphase
- Kompressionszone im Bereich von Ferse und Knöchel
- Atmungsaktives, hautfreundliches Material
- Rutschfeste und flexible Konstruktion für hohen Tragekomfort

VORTEILE

- Gezielte Entlastung der Achillessehne
- Integrierte Massagewirkung durch Silikonpelotte
- Optionaler Fersenkeil für akute Entlastung
- Hoher Tragekomfort durch elastisches Material
- Anatomische Passform und sicherer Sitz

Größe	Fesselumfang	Artikelnummer
S	15–19 cm	618-670-1
M	20–23 cm	618-670-2
L	24–28 cm	618-670-3
XL	29–33 cm	618-670-4



Material

Hauptmaterialien: Polyamid, Polyester, Polyurethan (Schaumstoff), Elastan, Baumwolle, Aloe Vera
Fersenkeil: Silikon

Hilfsmittel-Nr.:
05.02.01.1015

Farben:

Orpedo
created for good life

Telefon & Fax

Tel: +49 30 88 71 20 200
Fax: +49 30 88 71 20 211

E-Mail & Web

info@orpedo.com
www.orpedo.com

Adresse

Stieffring 2
13627 Berlin